




803型滴定台，带搅拌器和泵

2.803.0010

紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加溶剂及吸空滴定杯中的液体。适用于用Titrand

适用于用

Titrand进行卡尔费休滴定。MSB接口。

包括完备的配件，溶剂瓶，以及废液瓶。

Scope of delivery 2.803.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.803.0010	803型滴定台，带搅拌器和泵
-------	------------	----------------

紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加溶剂及吸空滴定杯中的液体。适用于用Titrand进行卡尔费休滴定。MSB接口。

包括完备的配件，溶剂瓶，以及废液瓶。



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1446.060

塞子 / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

吸液头 / M8螺纹

用于676型样品转换器以及6.1805.200管和703型滴定台



1 PCS

6.1543.120 吸液头 / M8螺纹

与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用（如果使用了6.1805.200吸液管）



2 PCS

6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1608.030 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS 6.1609.010 吸收剂管，带管口

盖子，带管口。



1 PCS 6.1623.000 瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



1 PCS 6.1801.120 PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



2 PCS 6.1805.200 PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1819.030 管

用于带螺纹的M8开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件以及6.1608.0XX试剂瓶



1 PCS

6.1819.050 管


用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



1 PCS

6.2001.060 测定台（support stand），不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米

2 mm.



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1821.070	吸液管，带M10螺纹接套 和803 Ti Stand以及容量法卡尔费休池一起使用，用于吸试剂该吸液管与带M8螺纹的小管相匹配。所连接的软管接套具有M10螺纹。	
6.2001.090	两侧的底板 双支架，用于将2 x 801， 803， 804连接到一台Titrande上。	
6.2151.010	电缆，MSB插头/插座 延伸电缆，用于MSB接口，用于Touch Control - Titrande， Mini-DIN插座-mini-DIN插头	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	

6.2811.010

分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。

本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

