




819离子色谱检测器（PEEK）

2.819.0110

一流的电导检测器，可用于进行带化学抑制与非化学抑制的测试。温度稳定性好，波动 0.01 ° C. 由法拉第笼进行屏蔽。湿化学部分与电子部分严格分开。电子抑制。PEEK型

Scope of delivery 2.819.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.732.0110	732 IC检测器
一流的电导检测器，可用于进行带化学抑制与非化学抑制的测试。温度稳定性好，波动 0.01 ° C.由法拉第笼进行屏蔽。湿化学部分与电子部分严格分开。电子抑制。PEEK型		



1 PCS

1.819.0010

819离子色谱检测器（金属）

一流的电导检测器，可用于进行带化学抑制与非化学抑制的测试。温度稳定性好，波动 0.01 ° C. 由法拉第笼进行屏蔽。湿化学部分与电子部分严格分开。电子抑制。不锈钢型号。



1 PCS

6.2125.090

RS232 电缆，1米/ 25针，D - sub 25

RS232 延伸电缆（1：1）。经特别屏蔽。



1 PCS

6.2125.110

电缆，RS232 - 计算机，DB25/9

用于连接瑞士万通 RS232 接口 - 计算机。用于pH计，Titrino，卡尔费休库仑水分测定仪，VA痕量分析仪



1 PCS

6.2248.000

磁屏蔽，用于仪器标识

用于IC分析仪



Optional accessories

Order no.	Description
6.2134.140	电缆 771（模拟） - 819 连接模拟信号和启动信号至771

