



827 pH lab; 230 V, EU 带 Unitrode

2.827.0214

带 IrDa 接口的实验室 pH 计和 Unitrode 6.0258.600

Scope of delivery 2.827.0214

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.0258.600	Unitrode, 带 Pt1000

集成有 Pt1000 温度传感器的组合 pH 电极用于 pH 测量/滴定。它特别适用于:

- 用于较难的、粘性或碱性样品中的 pH 测量和滴定
- 温度升高的时候
- 长时测量的时候

固定磨口隔膜对污染不敏感。

参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 储存在储存溶液中。

替代方法: $T > 80^\circ \text{C}$ 时的测量用参比电解质, 储存在 Idrolyt 中。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2104.600

用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m

用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



1 PCS

6.2161.010

插入式电源单元, 欧盟 230V/6V DC

电源, 用于827型 pH lab



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2307.230 缓冲溶液，pH 4，7与9

混合缓冲液， pH 4.00/7.00/9.00（25℃）， 装于单次使用的小袋中，
无色， 盒装， 每盒3 x 10 x 30 毫升



6.2325.000 pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明

