




833抑制器型离子色谱灵快量化单元

2.833.0020

«填充床阴离子化学抑制器。受专利保护的MSM瑞士万通抑制器模块，既可作为独立的仪器使用，也可用来加在HPLC或IC系统中，以增加系统功能。耐溶剂，耐压力。带双通道泵，用以输送再生溶液和冲洗溶液。

Scope of delivery 2.833.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.753.0100	Suppressorblock kpl. **



1 PCS

6.1803.020 PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有IC分析仪。



2 PCS

6.2128.180 电缆 762/830 - 752/753/754/833

用于连接IC接口 - IC泵单元, IC抑制器模块, IC渗析单元或IC液体处理泵单元



2 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。




2 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



2 PCS



6.2821.120

在线过滤器，2 µm

在线过滤器，2 µm



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1803.030	PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 3 米 毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上	
6.1826.060	泵管（橙色/黄色） 用于一体化IC，Personal IC，Basic IC	
6.2755.000	泵管夹套（Tubing cassette） 用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。	
6.2821.130	用于在线过滤器的备用过滤器 用于在线过滤器的备用过滤器。	

6.2832.000 MSM 转子 A

抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。



6.2832.010 连至 MSM 和 MSM-LC 的连接件

带导入和导出管。用作所有带 MSM (Metrohm Suppressor Module) 的离子色谱仪。用于替换 850、881、882 和 883 代 Professional IC 仪器中的部件（2017 年之前生产）。

