



833样品处理型离子色谱灵快量化单元

2.833.0030

瑞士万通英蓝样品处理，用于阴离子分析。对强碱的在线中和具有最优化的效果。通用型阳离子交换剂。由于离线再生与冲洗，所以其容量是无限的。

Scope of delivery 2.833.0030

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1803.020	PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 5 米 可用于所有IC分析仪。



2 PCS

6.2128.180

电缆 762/830 - 752/753/754/833

用于连接IC接口 - IC泵单元, IC抑制器模块, IC渗析单元或IC液体处理泵单元



2 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析(连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.030

4 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。4 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪



1 PCS

6.2744.040

2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



2 PCS



6.2821.120

在线过滤器, 2 µm

在线过滤器, 2 µm



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1803.030	PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 3 米 毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上	
6.1826.060	泵管（橙色/黄色） 用于一体化IC，Personal IC，Basic IC	
6.2755.000	泵管夹套（Tubing cassette） 用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。	
6.2821.130	用于在线过滤器的备用过滤器 用于在线过滤器的备用过滤器。	

6.2835.000 SPM 转子， A
转子， 用于采用阳离子交换剂进行在线样品处理



6.2835.010 连至 MSM 和 SPM Modul 的连接件

通用连接件，用于 Professional IC Vario 中的 MSM 和 Compact Flex 设备，以及 MSM-HC 和 SPM Modul。带导入和导出管。

