



稀释型离子色谱样品处理系统

2.838.0120

万思得稀释型IC样品处理器，可用于在线样品稀释。

Scope of delivery 2.838.0120

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.838.0020	万思得进样器型离子色谱样品处理系统
		万思得IC样品处理器，带六通进样器，可用于需要附加一个进样器的分析应用。



1 PCS 6.1446.000 SGJ 塞子 / B-14/ (15)



1 PCS 6.1456.210 测量杯 / 10至90毫升
测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



1 PCS 6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



3 PCS 6.1608.080 试剂瓶 / 300毫升
IC样品处理器的冲洗瓶



1 PCS

6.1619.010

用在交换单元上的吸收器套件 (Absorber cpl.)



2 PCS

6.1803.070

PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 40 厘米

用于过滤的毛细管, 用在过滤式IC样品处理器及IC液体处理过滤单元上



3 PCS

6.1803.080

PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 1 米

用于过滤的毛细管, 用在过滤式IC样品处理器及IC液体处理过滤单元上



1 PCS

6.1803.110


PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 50 厘米

用于万思得稀释型IC样品处理器



1 PCS 6.1803.120 PTFE (聚四氟乙烯) 移液毛细管 0.97 mm 内直径 / 3 m

用于 Advanced IC Dilution Sample Processor (样品稀释处理器)



1 PCS 6.2001.070 样品处理器的测定台 (support stand)

样品处理器的测定台 (support stand)，可用于外部滴定及稀释 (IC)



1 PCS 6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS 6.2036.000 滴定杯的安装环



1 PCS

6.2064.000

万思得IC样品处理器烧杯截留器

838万思得样品处理器样品管截留板（retaining plate）。可放2.5或11毫升样品管。



1 PCS

6.2134.100

电缆 / 5 米 / RS232 DB9 - IBM-PC（DB9）

用于连接瑞士万通RS232接口 - Titrino, 756卡尔费休库仑水份测定仪, 762或771型IC接口, 790 Personal IC



1 PCS

6.2141.190

电缆, 732/819-766/788/838

电缆, IC检测器-万思得样品处理器



1 PCS

6.2621.300

万思得IC样品处理器的工具套件

工具套件, 包括开口扳手和六角扳手（Hexagon key）。



1 PCS

6.2727.010

SGJ中间套管

测量时与参比电极和辅助电极以及带6.1414.010杯盖的滴定杯一起使用



1 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



3 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



1 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。




1 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



2 PCS

6.1826.380

泵管 LFL（灰色/灰色），三个堵头

用于在线稀释



1 PCS

6.2846.010

氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1562.130	移液软管，带固定器，2 x M6 / 10毫升，用于样品处理器 移液管，用于由万思得离子色谱样品处理系统上的 Dosino 多思 数字计量瓶顶加液器进行的稀释和预浓缩	
6.2041.310	样品架，12 x 250 mL，（聚氯乙烯） 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。 塑料：聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.320	样品架，16 x 150 mL，（聚氯乙烯） 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯：150 mL 大口杯（高形状）。 塑料：聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.340	样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯） 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。 塑料：聚氯乙烯 (PVC)	

6.2041.350 样品架, 48 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 48 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210; 6.1459.400。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.360 样品架, 12 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)、6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.370 样品架, 14 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.380 样品架, 14 x 235 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。以下样品杯均可使用: 235 mL (8 oz.)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.430 样品架, 127 x 11 mL 和 2 x 300 mL (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 127 个样品容器和 2 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.440 样品架, 148 x 11 mL 和 3 x 300 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 148 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.450 样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.760 样品架 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

较小直径的样品盘, 用于排成两排的 54 x 11 mL 样品容器及附加的 1 x 300 mL 样品瓶



6.2629.000 IC 针架的螺母

用于 Sample Processor。



6.2743.050 样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.070 塞子，其上有穿孔

2000只。用于IC样品处理器



6.2743.077

塞子，其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器