



838 Advanced VA Sample Processor

2.838.0310

838 Advanced VA Sample Processor 是一台自动进样器，可与 797 VA Computrace 仪器联用，借助 «Cyclic Voltammetric Stripping»（循环伏安溶出分析 CVS）在电镀池中对有机添加剂进行全自动测定。即使对于光亮剂（«Brightener»）系列和抑制剂（«Suppressor»）系列均可在无人监控的情况下依次进行分析。随附的样品盘可容纳多至 56 个样品，最大为 11 mL 或 50 mL。

838 Advanced VA Sample Processor 具有灵活的方法编辑器，可根据用户需求调整分析序列。独立键盘可访问方法编辑器以及所有其他的仪器设置。测定样品系列的过程中可通过 797 VA Computrace 对 838 Advanced VA Sample Processor 进行远程控制。

该仪器供货时包括构建整套工作平台所需要的附件、样品盘、键盘等，但是没有冲洗装备。


Scope of delivery 2.838.0310

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS 1.838.0010 万思得离子色谱样品处理系统
万思得IC样品处理器，基本型。



1 PCS 6.1618.020 S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器
将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS 6.1805.020 FEP管 / M6 / 52厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.000 连接套筒, M6



2 PCS 6.1808.020 软管适配器 Olive / M6 内部

1 个内螺纹 M6 和 1 个 Olive 式软管适配器。交换单元和恒温测量设备的螺栓连接的组成部分。



1 PCS 6.1819.010 聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口




1 PCS

6.1822.420

PEEK连接毛细管

连接毛细管，用在样品转换器上进行样品转移，1 x M6，内径 0.75毫米，用于CVS有机添加剂




2 PCS

6.1826.020

PVC 泵管（蓝色/蓝色）

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



2 PCS

6.1826.150

泵管（紫色/黄色）

用于838万思得VA样品处理器及所有带蠕动泵的IC分析仪。



1 PCS

6.1831.070

PEEK 毛细管，内径 0.75 毫米，70 厘米

For Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.1831.080

PEEK 毛细管, 内径 0.75 毫米, 110 厘米

For Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.1835.050

PEEK (聚醚醚酮) 进样针

用于在样品交换器上、例如为进行增白剂测定而进行的大量样品转移。




1 PCS

6.2041.450

样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2057.040

固定器, 用于838自动样品处理系统的 Dosino多思
数字计量瓶顶加液器

固定器, 用于838万思得稀释型离子色谱样品处理系统与838自动样品处理系统的 Dosino多思 数字计量瓶顶加液器



1 PCS

6.2141.290

连接电缆 843 泵单元 - 838 万思得样品处理系统

用于远程连接 843泵单元和838自动样品处理系统的电缆。



1 PCS

6.2142.050

用于838自动样品处理系统的键盘

用于838万思得IC/VA样品处理系统的键盘



1 PCS

6.2621.090

1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 扳手
用于拧紧连接器



1 PCS 6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）




2 PCS 6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



2 PCS 6.2744.160 接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。




4 PCS 6.2747.010 样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。



1 PCS 6.2751.110 安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



1 PCS

6.2833.020

针固定器, 1/8英寸。带M6管连接

用于样品处理器。用于FEP管与M6连接器之间的连接



1 PCS

6.2846.000

氧化锆样品针头

用于伏安测量中样品处理器和 Autosampler 的样品针。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统	
	843 隔膜泵站有两个内置的隔膜泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。	
	用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统	
	843 蠕动泵站有两个内置的蠕动泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。	
	用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。	
6.2743.050	样品容器 11 mL	
	2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。	
	IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。	