




843 VA Membrane Pump Station，用于紧凑型 VA 系统

2.843.0040

843 隔膜泵站有两个内置的隔膜泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。

Scope of delivery 2.843.0040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0020	843泵模块 (隔膜式)
		843泵模块 (隔膜式)具有2台内置的蠕动泵。这些泵可由远程信号或手动按钮进行控制。



4 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1456.210

测量杯 / 10至90毫升

测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



1 PCS

6.1602.115

瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS 6.1805.020 FEP管 / M6 / 52厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.180 FEP管 / M6 / 16厘米
带光照保护和扭折保护



4 PCS 6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米
带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1808.000

连接套筒, M6



2 PCS

6.1819.010

聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



4 PCS

6.1820.010

适配器 1/8" 气体软管/M6 螺纹

用于连接气体软管 1/8", 螺纹型号为 M6。



1 PCS

6.1828.020

五路软管接口 M6, 用于连接容器

用于最多连接 5 根软管



1 PCS 6.1829.020 FEP吸液管, M6, ×0.5米
用于加液单元



1 PCS 6.2141.280 连接843 泵单元 - 797伏安极谱仪的连接电缆
用于远程连接 797伏安极谱仪 和 843 843泵单元的电缆。



1 PCS 6.2621.000 活动扳手
最大开口: 20毫米。用于IC分析仪



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1621.100	10升的桶的盖子 10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行输运	
6.1801.120	PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米	
6.1808.010	连接件 2xM6 2 个外螺纹 M6。交换单元和 676 Sample Changer 的螺栓连接的组成部分。	
6.1812.000	PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m 用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上	

6.1820.020

适配器 M10/M6

连接件，带螺纹 M10 用于软管 6.1812.XXX，带螺纹 M6 用于软管 6.1805.XXX。



6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。

