



843 VA Peristaltic Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统

2.843.0140

843 蠕动泵站有两个内置的蠕动泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。

Scope of delivery 2.843.0140

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式)
		843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。



4 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1456.210

测量杯 / 10至90毫升

测量杯，用于VA自动测试系统 万思得IC样品处理器的稀释杯



1 PCS

6.1602.115

瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS 6.1805.020 FEP管 / M6 / 52厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.180 FEP管 / M6 / 16厘米
带光照保护和扭折保护



4 PCS 6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米
带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1808.000

连接套筒, M6



2 PCS

6.1819.010

聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



4 PCS

6.1820.020

适配器 M10/M6

连接件, 带螺纹 M10 用于软管 6.1812.XXX, 带螺纹 M6 用于软管 6.1805.XXX。



4 PCS

6.1820.050

适配器, M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station（蠕动泵）中所用泵管的替代品。



1 PCS

6.1828.020

五路软管接口 M6，用于连接容器

用于最多连接 5 根软管



1 PCS

6.1829.020

FEP吸液管，M6，×0.5米

用于加液单元



1 PCS

6.2141.280

连接843 泵单元 - 797伏安极谱仪的连接电缆

用于远程连接 797伏安极谱仪 和 843 843泵单元的电。缆。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1621.100	10升的桶的盖子 10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行输运	
6.1801.120	PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米	
6.1808.010	连接件 2xM6 2 个外螺纹 M6。交换单元和 676 Sample Changer 的螺栓连接的组成部分。	
6.1812.000	PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m 用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上	

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。

