



Food/Beverage Titrino plus

2.848.1010

用于 Food/Beverage Titrino plus 为您提供用于食品、饮料和红酒常规分析的完整工具包。您将得到一套完整设备包，其中包括滴定仪、磁力搅拌器、电极、电解质和用于 Ecotrode Plus 的储存液、最适用于水性酸/碱滴定的 pH 玻璃电极。此外还有用于校正的缓冲液。

请您从我们超过 60 年的应用专业知识中受益。有近 100 种经过检验测试的方法可供您选用。滴定仪不需要进行编程。只需简单地从 USB 记忆棒中载入方法。这些方法根据下列公开发表的文献制定：

- 官方分析化学师学会的正式分析方法（AOAC，美国）
- 美国环境保护学会（EPA）
- 瑞士官方食品手册（Schweizerisches Lebensmittelbuch）
- 德国水、废水和固体废弃物分析标准方法

Scope of delivery 2.848.1010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.848.0010

848 Titrino plus

紧凑型滴定仪，用于

- 通过自动等当点识别进行动态等当点滴定 (DET)
- 通过自动等当点识别进行等量等当点滴定 (MET)
- 终点设定滴定 (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



1 PCS

6.0262.100

Ecotrode plus

适用于含水的酸/碱滴定的组合 pH 电极。固定磨口隔膜对污染不敏感。
参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ ，储存在储存溶液中。



1 PCS

6.1903.020

搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。




1 PCS

6.2001.060

测定台（support stand），不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型 Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2307.230 缓冲溶液, pH 4, 7与9

混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中,
无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



1 PCS

6.2308.050 电解液, 3 mol/L KCl (50 mL)

电解液c (KCl) =3 mol/L, 50 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2323.000 保存溶液

保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH
玻璃电极。



1 PCS

6.2621.070 内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.010 扳手
用于交换单元



1 PCS 6.3026.220 20毫升的交换单元


交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



1 PCS 6.6061.010 Titrino plus 所用的存有方法的记忆棒
包括可直接输入 Titrino plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC的方法。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2141.230	远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus - /泵单元的电缆。 远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。	
6.2141.240	远程电缆 Dosimat plus - 集成型样品处理系统/Titrino plus 远程连接 Dosimat plus 和集成型样品处理系统和/或 Titrino plus 的电缆，使用 6.2141.260 电缆。	
6.2141.250	远程电缆 集成型样品处理系统 - Titrino C远程连接集成型样品处理系统和Titrinos的带25-针远程插座的电缆。	
6.2141.260	远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus 远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。	

6.2151.120 USB 电缆, 1.8 米
用于连接的USB仪器。



6.2723.310 Titrino Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖, 用于 Titrino plus 系列的所有仪器。

适用于: 848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。



6.3026.110 1毫升的交换单元

智能型加液单元, 配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀 (stopcock), FEP连接管, 防扩散滴定头, 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.150 5毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片, 5毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀 (stopcock), FEP连接管, 防扩散滴定头, 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀 (stopcock)， FEP连接管， 防扩散滴定头， 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

帶内置芯片的交换单元，帶 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE 平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。



2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

帶 USB 接口的一體型打印機，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。