




IC Amperometric Detector (离子色谱安培检测器)


2.850.9110

用于智能型离子色谱仪器的紧凑智能型安培检测器。多种可选的不同测量模式：DC、PAD、flexIPAD 和 CV，以及卓越的信号/干扰比例关系和极快进入测量准备就绪状态，这一切确保测量的高度精确性。

Scope of delivery 2.850.9110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.850.9110	IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器)

用于智能型离子色谱仪器的紧凑智能型电流检测器。多种可选的不同测量模式：DC、PAD、flexIPAD 和 CV，以及卓越的信号/干扰比例关系和极快进入测量准备就绪状态，这一切确保测量的高度精确性。




1 PCS 6.1831.010 PEEK 毛细管，内径0.25 毫米 / 3 米
用于所有IC 元件。



1 PCS 6.2165.000 连接电缆 61257XXX

电流检测器池的连接电缆。



1 PCS 6.2744.014 压力螺丝2x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



1 PCS 6.2813.040 用于 IC Amperometric Detector 的 Dummy 电池。
用于性能测试的 Dummy 电池。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.5333.000	用于离子色谱的 IQ/OQ 套件 用于离子色谱的 IQ/OQ 套件包括了离子色谱中的 IQ/OQ 需要的所有部件和标准溶液。	
6.5337.000	离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池：无电极 装备由喷壁式流通池组成，带有附件，无电极。	
6.5337.010	离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池：Carb (Au、Pd) 装备由喷壁式流通池组成，带有附件。用于碳水化合物分析，带一个金工作电极和一个钯参比电极。	
6.5337.020	离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池：Cyanid (Ag、Pd) 装备由喷壁式流通池组成，带有附件。用于氰化物分析，带一个银工作电极和一个钯参比电极。	

6.5337.030 离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池：阴离子（GC、Ag/AgCl）。

装备由喷壁式流通池组成。用于阴离子分析，带一个玻碳参比电极和一个 Ag/AgCl 参比电极。



6.1257.010 喷壁式流通池。

电流检测器池，采用喷壁式几何原理。



6.1257.210 Au（金）工作电极，3 mm

金工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。



6.1257.220 GC（玻碳）工作电极

玻碳工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。



6.1257.230 Pt (铂) 工作电极
铂金工作电极, 用于电流检测, 直径 3 mm。



6.1257.240 Ag (银) 工作电极
银工作电极, 用于电流检测, 直径 3 mm。



6.1257.260 Au (金) 工作电极, 2 mm
金工作电极, 用于电流检测, 直径 2 mm。



6.1257.720 Ag/AgCl 参比电极, 6.1257.xxx
银-氯化银参比电极, 用于电流检测。



6.1257.740 Pd (钯) 参比电极, 6.1257.xxx

钯参比电极, 用于电流检测



6.1257.810 Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于喷壁式流通池。

Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于电流喷壁式流通池, 3 个。



6.1257.830 Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于喷壁式流通池

Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于电流式喷壁式流通池, 3 个。



6.1257.100 薄层流通池

电流检测器池, 采用薄层式几何原理。用于特殊应用和背压较高的系统 (例如安培 - 质谱 - 联用)。



6.5337.200 离子色谱渗析装备 – 薄层流通池：无电极

装备由薄层流通池组成，带有附件，无电极。



6.2802.200 工作电极 6.1257.2XX 的保养套件

用来清除多余 PEEK（聚醚醚酮）材料的工具，并之后用来抛光工作电极包括抛光轮。



6.2802.210 保养套件 6.2802.200 的抛光轮

工作电极 6.1257.2XX 保养工具的备用抛光轮



6.1257.820 Spacer（间隔垫片）50 µm，用于薄层式流通池

Spacer（间隔垫片）50 µm，用于电流式薄层式流通池，3 个。



6.1257.840 Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于薄层式流通池

Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于电流式薄层式流通池, 3 个。



6.1257.270 Cu (铜) 工作电极, 2 mm

铜工作电极, 用于电流检测, 直径 2 mm。替代碳水化合物分析中的金电极作为工作电极。



6.5000.200 附件包: IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器)

可选的 IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器) 配件, 用于测定导电性小的溶液。



6.5337.210 离子色谱渗析装备: 薄层式流通池: Carb (Au、Pd)

该装备包含了带有额外附件的薄层式流通池, 配备用于碳水化合物分析的电极, 带一个金工作电极和一个钯参比电极。

