



Robotic Transfer Analyzer

2.855.3020

用于大量样品中的酸/碱含量测定的完整套件包括全自动酸/碱滴定所需要的所有元件，它所占空间非常小、所需时间非常短。仪器、附件、软件和应用知识集全部包括在内。

Scope of delivery 2.855.3020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.802.0010	802型杆式搅拌器，用于727型 滴定台
		杆式搅拌器，带分开的6.2137.000速度控制器及6.1909.010螺旋桨搅拌器。



1 PCS

1.804.0010

804型滴定台，不带立杆

滴定台及802型杆式搅拌器的控制器。如果与802型杆式搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供了另一选择。不含配件。



1 PCS

1.855.0020

855 Robotic Titrator «Basic» (1T/2P)

基础型号，可扩展至适用客户特定的自动滴定系统。节省空间的 Robotic Sample Processor XL，带内置 Titrando、一个带摆头的工作站和两个内置隔膜泵。方法编程可通过便捷的 Touch Control 或滴定软件 tiamo™ 进行。



1 PCS

6.0253.100

Aquatrode plus

用于在离子含量低的含水介质（例如饮用水、工艺用水）中进行 pH 滴定的 pH 电极。这种电极在这些样品中显示出非常快的反应时间。固定磨口隔膜对污染不敏感。

当使用 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 作为中间电解质时，建议在储存溶液中储存。

中间电解质可以用不含氯离子的电解质（例如，硝酸钾 $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)）代替。储存在用过的电解质中。



1 PCS

6.1414.060

微型滴定杯上部/ ECO





1 PCS 6.1432.320 透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



1 PCS 6.1462.040 机器人臂, 带移液型滴定头, 用于786型摇摆头, 向右摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



1 PCS 6.1543.120 吸液头 / M8螺纹

与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用 (如果使用了6.1805.200吸液管)



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1562.120

移液软管 / 10 毫升，带固定器，用于样品处理器

移液软管，用于液体转移



2 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



3 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.510 PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。



1 PCS 6.1812.000 PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



1 PCS 6.1815.010 螺旋带 (Spiral band) , 0.5 米
用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS 6.1823.010 用于移液管的导杆
可安装在 Robotic Sample Processor 的移液摆臂上



2 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS 6.1909.020 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 104 毫米。用于测量杯，用于722型，802型棒式搅拌器



1 PCS

6.2001.070 样品处理器的测定台 (support stand)

样品处理器的测定台 (support stand)，可用于外部滴定及稀释 (IC)



1 PCS

6.2001.110 855 左侧的瓶架

用于安装在 855 Robotic Titrosampler 工作塔左侧的瓶架。



2 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2041.410 样品架，141 x 11 mL 和 1 x 300 mL，（聚氯乙烯）

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架，用于 141 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶：6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管




1 PCS

6.2061.010

试剂瓶固定器，用于Dosino

试剂瓶固定器，最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2308.050 电解液, 3 mol/L KCl (50 mL)
电解液c (KCl) =3 mol/L, 50 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS 6.2323.000 保存溶液
保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH
玻璃电极。



1 PCS 6.2621.030 六角扳手 (Hexagon key), 4毫米



1 PCS 6.2621.070 内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



2 PCS 6.2709.090 塞子
PTFE. 用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS 6.2711.070 液滴盘, 用于789/815/855
液滴盘, 用于789, 815以及855机器人样品处理系统XL



5 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



2 PCS

6.2730.060

螺纹接套

PCTFE. 带M16螺纹。用于 6.5613.000 ECO 滴定装置



1 PCS

6.2730.080

螺纹接套

PCTFE. 用于带722型搅拌器的 6.5613.000 ECO 滴定装置



3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



2 PCS

6.2743.057

样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，10 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，20 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino（电缆长度 1.5 m）

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.849.0010	849型 Level Control液位控制器 样品处理系统的附加设备，用于通过远程接口监控冲洗桶或废液桶液位。该设备可防止泵在液体流光时还在干转，或防止桶中液体溢出，适用于水性溶液，溶剂和悬浮液。	
6.2148.010	远程盒，MSB 另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。	
6.2840.000	水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrosampler. 带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrosampler.	

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。

