



858 Professional Sample Processor CVS, 带有用于样品转移的 Dosino

2.858.0120

通过带有用于样品转移的 Dosino 的 858 Professional Sample Processor CVS, 可以与 Professional VA 伏安测量/ CVS 仪器和 viva 联用, 借助«Cyclic Voltammetric Stripping (循环伏安溶出法 CVS) 在电镀池中对有机添加剂大样品系列 (例如: 增亮剂 («增亮») 和抑制剂 («抑制»)) 进行全自动处理。该系统直接由 viva 软件控制, 可在不同的测定方式之间自动进行方法切换。随附的样品盘在抑制剂测定的时候可以用于 56 个 11 mL 以下的量杯, 在增亮剂测定的时候可以用于 28 个 50 mL 以下的量杯。使用 Dosino 向量杯中进行样品转移。这样可以减少并自动测量所需的样品量。

带有用于样品转移的 Dosino 的 858 Professional Sample Processor CVS 供货时内置安装了机械臂, 包括装配整套工作平台所需的附件、Dosino、样品架和连接电缆, 但是不带冲洗装备。

Scope of delivery 2.858.0120

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS 1.858.0010 858 Professional Sample Processor

858 Professional Sample Processor 可处理体积在500 µL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用 850 Professional IC System 上的蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS 1.800.0040 800 Dosino (电缆长度 0.65 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 0.65 m）。



1 PCS 6.1546.030 活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS 6.1602.115 瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。




1 PCS

6.1618.020

S 40 螺纹口连接到 GL45 接口的螺纹转接器

将带 S40 螺纹的试剂瓶 (Merck 等厂家生产) 连接到 GL45 接口的转接器



1 PCS

6.1803.020

PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有 IC 分析仪。



1 PCS

6.1805.530

FEP 管 / M6 / 2 米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, 用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



1 PCS

6.1815.010 螺旋带 (Spiral band) , 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.1819.010 聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.1831.020 PEEK 毛细管, 内径 0.75 毫米, 22 厘米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.1835.050 PEEK (聚醚醚酮) 进样针


用于在样品交换器上、例如为进行增白剂测定而进行的大量样品转移。



1 PCS 6.2041.450 样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS 6.2057.040 固定器, 用于838自动样品处理系统的 Dosino多思
数字计量瓶顶加液器

固定器, 用于838万思得稀释型离子色谱样品处理系统与838自动样品处理系统的 Dosino多思 数字计量瓶顶加液器



1 PCS 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2621.080 毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具, 1/16" 和 1/8", 包括 5 把备用刀片。



1 PCS

6.2621.090

1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2743.057

样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



4 PCS

6.2747.010

样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

