



859 Titrotherm

2.859.0010

用于温度滴定的计算机控制的滴定模块。无附件。

Scope of delivery 2.859.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.859.0010	Titrotherm



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头	
	800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。	
2.802.0040	802 Stirrer, 适用于 804 Ti Stand	
	棒式搅拌器包括搅拌螺旋桨 6.1909.010。	
2.804.0010	804型滴定台，不带立杆	
	滴定台及802型杆式搅拌器的控制器。如果与802型杆式搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供了另一选择。不含配件。	
6.1414.010	带 5 个开孔的滴定杯上部	
		



6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。




6.2026.010 测定台 (support stand), 带支撑杆

全套, 带测定台杆, 全长42厘米。用于单独的649, 728型 Swing-out 式磁力搅拌器 (不带 Dosimat)



6.2061.010 试剂瓶固定器, 用于Dosino

试剂瓶固定器, 最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.9011.020 温度探头

适用于 859 Titrotherm 进行温度滴定的高敏感性温度传感器。
Thermoprobe 温度电极具有较短的响应时间和较高的分辨率, 能够精确检测最小的温度变化。
该传感器可以用于不含 HF 的水溶液和非水溶液, 例如, 测定:

- 酸值 (TAN) 根据 ASTM D8045
- 基数 (TBN)
- 游离脂肪酸
- Ca/Mg 测定
- 磷酸盐



6.9011.040 温度探头 HF

适用于在含 HF 介质中 859 Titrotherm 进行温度滴定的高敏感性温度传感器。
Thermoprobe 温度电极具有较短的响应时间和较高的分辨率, 能够精确检测小的温度变化。
该传感器可用于含有氟化物的酸性溶液, 但不耐有机溶剂。该电极适用于:

- 钠的测定
- 滴定蚀刻浴

