



整套 859 Titrotherm 温度滴定仪，带tiamo™

2.859.1010

用于温度滴定的计算机控制的滴定仪。包括用于滴定的完整附件（10 mL 滴定管、带螺旋搅拌器的滴定台、温度探头、滴定容器和 tiamo™ light）。

Scope of delivery 2.859.1010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.859.0010	Titrotherm



1 PCS

1.802.0010

802型杆式搅拌器，用于727型 滴定台

杆式搅拌器，带分开的6.2137.000速度控制器及6.1909.010螺旋桨搅拌器。



1 PCS

1.804.0010

804型滴定台，不带立杆

滴定台及802型杆式搅拌器的控制器。如果与802型杆式搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供了另一选择。不含配件。



1 PCS

6.1414.010

带 5 个开孔的滴定杯上部



1 PCS

6.1415.210

滴定杯 / 10至90毫升



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1909.010

搅拌螺旋桨 / 87 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 96 毫米。 用于测量杯，用于 722型，802型棒式搅拌器



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2026.010

测定台（support stand），带支撑杆

全套，带测定台杆，全长42厘米。用于单独的649，728型 Swing-out 式磁力搅拌器（不带 Dosimat）



1 PCS

6.2036.000

滴定杯的安装环



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米

2 mm.



1 PCS

6.2727.010

SGJ中间套管

测量时与参比电极和辅助电极以及带6.1414.010杯盖的滴定杯一起使用



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.9011.020

温度探头

适用于 859 Titrotherm 进行温度滴定的高敏感性温度传感器。
Thermoprobe 温度电极具有较短的响应时间和较高的分辨率, 能够精确检测最小的温度变化。
该传感器可以用于不含 HF 的水溶液和非水溶液, 例如, 测定:

- 酸值 (TAN) 根据 ASTM D8045
- 基数 (TBN)
- 游离脂肪酸
- Ca/Mg 测定
- 磷酸盐



1 PCS


1.800.0030

800 Dosino (电缆长度 1.5 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆 (长度 1.5 m)。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2061.010	试剂瓶固定器，用于Dosino 试剂瓶固定器，最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。	
6.2065.000	846 Dosing Interface 加液接口的支架（stacking frame）。 用来将试剂组织器（Reagent Organizer）固定在加液接口（Dosing Interface）的上面	
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL 807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。	
6.3032.220	807 Dosing Unit 20 mL 807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，20 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。	

6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.1575.150 807 Dosing Unit ETFE 5 mL

用于使用 Dosino 加液碱性试剂或氢氟酸 (HF) 的 807 Dosing Unit ETFE 5 mL。与玻璃计量筒相比, 预期精度和重现性较低。



6.1543.210 三通塞子, 带防扩散阀

塞子, 带三只滴定头, 用于连接3根 M6 的小管



6.9011.040 温度探头 HF

适用于在含 HF 介质中 859 Titrotherm 进行温度滴定的高敏感性温度传感器。

Thermoprobe 温度电极具有较短的响应时间和较高的分辨率，能够精确检测小的温度变化。

该传感器可用于含有氟化物的酸性溶液，但不耐有机溶剂。该电极适用于：

- 钠的测定
- 滴定蚀刻浴



6.1450.210 PFA 滴定杯 / 10 至 90 mL

用于超痕量分析，用于含氟化物的溶液。



6.2021.030 电极架，带冲洗装置

电极架，带冲洗装置，可用于4只电极与2只滴定头冲洗水的连接管，722、802搅拌器的磁力开关。用于727滴定台

