



860 KF Thermoprep卡氏炉

2.860.0010

860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放 缓慢或需要加热到 很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。

Scope of delivery 2.860.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.860.0010	860 KF Thermoprep

860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放 缓慢或需要加热到 很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。



1 PCS

6.1446.170 加热管堵头


用于KF库仑测定滴定杯，与可加热式6.1830.000，6.1830.010，6.1830.020连接管相连



1 PCS

6.1448.057 铝隔膜盖/ 100片

包括密封铝箔。



2 PCS

6.1602.145 干燥瓶盖

带螺纹 GL 45 的螺纹密封件，用于干燥瓶 6.1608.050。




2 PCS

6.1608.050 卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS 6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米
带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.040 螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部
螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



2 PCS

6.1821.040 过滤管

过滤管，用于768卡氏炉，832 KF-Thermoprep，743 Rancimat上的6.1608.050干燥瓶。



1 PCS

6.1830.030 加热管


加热管，带 M6 螺纹，用于 860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor 和 874 USB Oven Sample Processor。



1 PCS

6.2048.030 Guidance rod

Guidance rod for 860 KF Thermoprep.



1 PCS

6.2049.040

带 Luer-Lock 的针架

带 Luer-Lock 的针架（58 mm），用于 860、874、和 885 卡尔·费休炉。



1 PCS

6.2060.010

电缆固定器

使用 860 KF Thermoprep.



1 PCS

6.2063.010

6.2419.007 样品杯 (6 mL)作为样品容器



1 PCS

6.2419.007

样品瓶 6 mL，100 件

样品瓶，用于最多 6 mL 样品，适用于隔垫 6.1448.057，100 件



1 PCS

6.2621.110

弯边钳

弯边钳，用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



1 PCS

6.2627.000

炉 插入

与860 KF Thermoprep共同使用。



1 PCS

6.2621.120

六角扳手（Hexagon key），1.5毫米



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米

2 mm.



1 PCS

6.2724.010

灰尘过滤器

灰尘过滤器，用于617，679，743 Rancimat，用于卡氏炉



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2816.070

穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080

出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	