



867 pH Module

2.867.0010

用于 pH/离子测量的模块可作为 Titrand 的扩展设备使用，或作为«独立设备»与 900 Touch Control 一起使用。

除测量 pH 值、温度、mV、I_{pol}、U_{pol} 和浓度外，该 pH 模块还可执行标准加入法（手动、dos、autos）并且能够灵快量化液体处理。它允许使用常规和智能型传感器进行测量。在软件中还集成了符合 GLP 要求的自动 pH 电极测试。

该 pH 模块有 2 个 USB 接口，用于连接打印机、条形码读取器或自动进样器，以及 4 个 MSB 接口用于连接搅拌器或 Dosino（用来添加辅助溶液或进行标准加入法）。

使用 OMNIS-Software、tiamo-软件或 Touch Control。如果需要，满足 GMP/GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR 第 11 部分。

Scope of delivery 2.867.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

用于 pH/离子测量的模块可作为 Titrand 的扩展设备使用，或作为«独立设备»与 900 Touch Control 一起使用。

除测量 pH 值、温度、mV、I_{pol}、U_{pol} 和浓度外，该 pH 模块还可执行标准加入法（手动、dos、autos）并且能够运行快速量化程序。它允许使用常规和智能型传感器进行测量。在软件中还集成了符合 GLP 要求的自动 pH 电极测试。

该 pH 模块有 2 个 USB 接口，用于连接打印机、条形码读取器或自动进样器，以及 4 个 MSB 接口用于连接搅拌器和 Dosino（用来添加辅助溶液或进行标准加入法）。

无论是作为独立 pH 计与 Touch Control 一起使用，还是集成于 *tiamo*™ full (2.0 以上)，均满足 GLP 和 FDA 21 CFR 第 11 部分的要求。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.801.0010	801 Stirrer 无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。	
2.802.0040	802 Stirrer, 适用于 804 Ti Stand 棒式搅拌器包括搅拌螺旋桨 6.1909.010。	
2.804.0010	804型滴定台，不带立杆 滴定台及802型杆式搅拌器的控制器。如果与802型杆式搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供了另一选择。不含配件。	
6.2065.000	846 Dosing Interface 加液接口的支架（stacking frame）。 用来将试剂组织器（Reagent Organizer）固定在加液接口（Dosing Interface）的上面	

6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



6.2168.000 迷你 USB 适配器电缆，25 cm

迷你 USB 适配器电缆，用于将一个 854 iConnect 连接到 867 pH Module、901…907 Titrando 和 916 Ti-Touch 上，25 cm。适配器电缆作为应力消除装置保持插入在仪器中，并且 854 iConnect 仅通过适配器电缆插入和拔出。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与 离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。



6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780, 781 pH/离子计以及所有型号的 Titrando的2毫米插座相连。

