



870 KF Titrino plus

2.870.0010

价格优惠的 870 KF Titrino plus 是一台用于容量水份测定的卡尔·费休滴定仪。用其可在固态、液态和气态样品中对微量 ppm 至 100% 的水份含量进行可靠精确的测定。

870 KF Titrino plus 具有为常规用户特别设计的用户界面，从而简化了操作，而且所需的工作适应期也较短。另外，该滴定仪坚固耐用，因此对于常规滴定来说也很理想。

滴定杯和电极均属供货范畴。

Scope of delivery 2.870.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.870.0010

870 KF Titrino plus

价格优惠的 870 KF Titrino plus 是一台用于容量水份测定的卡尔·费休滴定仪。用其可在固态、液态和气态样品中对微量 ppm 至 100% 的水份含量进行可靠精确的测定。

870 KF Titrino plus 具有为常规用户特别设计的用户界面，从而简化了操作，而且所需的工作适应期也较短。另外，该滴定仪坚固耐用，因此对于常规滴定来说也很理想。

滴定杯和电极均属供货范畴。



1 PCS

6.0338.100

容量分析用双铂针电极

指示电极，用于容量式卡尔·费休滴定法。



1 PCS

6.1244.040

密封组件

用于 6.1414.030 的密封组件。该组件由一个密封件和不同的 O 型圈组成。



1 PCS

6.1403.040

KF干燥管

与卡尔费休设备一起使用。



1 PCS 6.1414.030 带 5 个开孔的卡尔·费休滴定杯上部
用于容量式卡尔·费休滴定。



1 PCS 6.1415.220 滴定杯 / 20至90毫升



1 PCS 6.1415.250 滴定杯 / 50至150毫升



2 PCS 6.1448.010 垫片, 12毫米, 5片
每套5件。



2 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



2 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2147.000 数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titr sampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS 6.2151.100 USB适配器, MINI (OTG) / USB A
用于连接的USB仪器。



1 PCS 6.2412.000 称量船

玻璃称量船, 用于滴定杯上部部件 6.1414.030 或滴定杯 6.1455.31X、6.1464.32X、6.1465.320。用于 KF 水份测定。包括护管。



1 PCS 6.2723.310 Titrino Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖, 用于 Titrino plus 系列的所有仪器。

适用于: 848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。



2 PCS 6.2730.010 螺纹接套

由PP材料制成。与 6.1448.010 垫片一起使用, 或用于在 6.1414.030 和 6.1414.040 卡尔费休滴定杯盖上安装 6.1403.040 干燥管或 6.0338.100 电极。用于卡尔费休滴定



1 PCS

6.2730.020 带垫片的塞子 (Septum stopper)

带E.301.0041 O型密封圈。用于 6.1448.010 垫片和 6.1414.030 滴定杯盖。用于卡尔费休应用



3 PCS

6.2730.030 塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.2739.010 扳手

用于交换单元



1 PCS

6.2811.000 分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



Optional accessories

Order no.	Description
2.860.0010	860 KF Thermoprep卡氏炉 860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放 缓慢或需要加热到 很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。 
2.803.0010	803型滴定台，带搅拌器和泵 紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加溶剂及吸空滴定杯中的液体。适用于用Titrande进行卡尔费休滴定。MSB接口。 包括完备的配件，溶剂瓶，以及废液瓶。 
6.2148.030	RS-232/USB Box 可为 Titrimo plus 自动电位滴定仪增加两个 RS-232 接口，用于连接例如天平、计算机（tiBase 软件）、LIMS。需要电缆 6.2151.030。 
6.3026.150	5毫升的交换单元 交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE 平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶 

6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。

6.3026.110

1毫升的交换单元

智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

