



885 Compact Oven Sample Changer

2.885.0010

885 Compact Oven Sample Changer 用于在卡尔·费休滴定中进行热化样品准备。样品在炉中被加热到 250° C。此时水会蒸发，并经干燥的载气被运送到进行分析的滴定杯中。

Scope of delivery 2.885.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.885.0010	885 Compact Oven Sample Changer
885 Compact Oven Sample Changer 用于在卡尔·费休滴定中进行热化样品准备。样品在炉中被加热到 250° C。此时水会蒸发，并经干燥的载气被运送到进行分析的滴定杯中。		



1 PCS

6.1446.170 加热管堵头

用于KF库仑测定滴定杯，与可加热式6.1830.000，6.1830.010，6.1830.020连接管相连



1 PCS

6.1448.067 带隔垫的转锁，100 个

带隔垫的转锁，适用于 8 mL 样品瓶，6.2420.007，100 个



2 PCS

6.1602.145 干燥瓶盖

带螺纹 GL 45 的螺纹密封件，用于干燥瓶 6.1608.050。



2 PCS

6.1608.050 卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS 6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米
带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.040 螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部
螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



2 PCS

6.1821.040 过滤管

过滤管，用于768卡氏炉，832 KF-Thermoprep，743 Rancimat上的6.1608.050干燥瓶。



1 PCS

6.1830.030 加热管

加热管，带 M6 螺纹，用于 860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor 和 874 USB Oven Sample Processor。



2 PCS

6.2043.005 瓶固定夹

交换单元中试剂瓶的止动弹簧。



1 PCS

6.2049.050

带 Luer-Lock 的针架

带 Luer-Lock 的针架（73 mm），用于 860、874、和 885 卡尔·费休炉。



1 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2420.007

带螺纹的 8 mL 样品瓶，100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶，适用于转锁 6.1448.067，100 个



1 PCS

6.2621.140

六角扳手（Hexagon key），2.5毫米



1 PCS

6.2724.010

灰尘过滤器

灰尘过滤器，用于617，679，743 Rancimat，用于卡氏炉



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2816.070

穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080

出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径： 0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小： 0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	