



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

889 IC Sample Center Basic – cool 这种自动化解方案也适用于样品量极少的情况。与 889 IC Sample Center Basic 相比，它还具有冷却功能，因此是用于生物化学相关领域或热稳定性差的样品的最佳自动进样器。

使用离子色谱仪系统中的蠕动泵，或者使用 800 Dosino 进行样品转移，比如使用智能 Partial-Loop 注射技术。

支持 MagIC Net 4.1 和以上版本。

Scope of delivery 2.889.0040

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS 6.1807.010 用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器
连接器，用于废液管



2 PCS 6.1816.070 硅管 8/12 mm, 1m
用于 IC Sample Center



2 PCS 6.2041.200 样品架, 48 x 11 mL, (Al)

与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 48 个样品容器。可使用
以下样品容器：6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、
6.2743.117。

材料：铝 (Al)



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2743.107 PP 样品瓶, 0.7 mL, 用于 IC Sample Center, 100
个
100 个样品容器



1 PCS 6.2743.127 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
100 个



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1448.057	铝隔膜盖/ 100片 包括密封铝箔。	
6.1448.067	带隔垫的转锁, 100 个 带隔垫的转锁, 适用于 8 mL 样品瓶, 6.2420.007, 100 个	
6.2041.210	样品架, 12 x 6 mL, (Al) 与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 12 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2419.000。 材料: 铝 (Al)	
6.2419.007	样品瓶 6 mL, 100 件 样品瓶, 用于最多 6 mL 样品, 适用于隔垫 6.1448.057, 100 件	

6.2420.007 带螺纹的 8 mL 样品瓶，100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶，适用于转锁 6.1448.067，100 个



6.2621.110 弯边钳

弯边钳，用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



6.2743.100 PP 样品瓶，0.7 mL，用于 IC Sample Center，1000 个
1000 个样品容器



6.2743.107 PP 样品瓶，0.7 mL，用于 IC Sample Center，100 个
100 个样品容器




6.2743.110 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 1000 个
1000 个样品容器



6.2743.117 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 100 个
100 个样品容器。



6.2743.120 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
1000 个



6.7303.100 玻璃小管, 1.5 mL, 100 只

用于与以下自动进样器搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、
MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 的隔垫，100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用：Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.05330.220 离子色谱渗析装备：Full-Loop, PP, 889 Basic

离子色谱渗析装备包含用蠕动泵将样品从 889 IC Sample Center Basic 转移至离子色谱仪所需的所有配件。



6.2816.220 毛细管针，79 μ L

用于 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230 离子色谱渗析装备：MiPT, 889 Basic

用于安装 Dosino 以搭配 889 Basic (28890030 & 28890040) 进行局部回路进样的附件组

