



919 IC Autosampler plus for CVS

2.919.0120

919 IC Autosampler plus for CVS 与 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器和 viva 联用，适用于借助«Cyclic Voltammetric Stripping（循环伏安溶出法 CVS）在电镀池中对有机添加剂小样品系列（例如：增亮剂（«增亮»）和抑制剂（«抑制»））进行全自动测定。该系统直接由 viva 软件控制，可在不同的测定方式之间自动进行方法切换。随附的样品盘可用于多达 14 种样品，每种最多 50 mL。

919 IC Autosampler plus for CVS 供货时包括构建完整工作台的配件、样品盘和连接电缆，但是没有冲洗装备。

Scope of delivery 2.919.0120

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS 1.919.0020 919 IC Autosampler plus

919 IC Autosampler plus 满足实验室内处理中等样品量的要求。使用该仪器，可实现万通产品的各种离子色谱分析自动化。



1 PCS 6.1458.080 用于 919 IC Autosampler 以及 VA 和 CVS 应用的移液头。



1 PCS 6.1803.020 PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 5 米
可用于所有IC分析仪。




1 PCS 6.1815.010 螺旋带（Spiral band）， 0.5 米
用于将不同的电缆或管路束在一起



2 PCS

6.1826.020 PVC 泵管 (蓝色/蓝色)

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



1 PCS

6.1831.020 PEEK 毛细管, 内径 0.75 毫米, 22 厘米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.1835.050 PEEK (聚醚醚酮) 进样针

用于在样品交换器上、例如为进行增白剂测定而进行的大量样品转移。



1 PCS

6.2041.490 样品架, 28 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架, 用于 28 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2747.010。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2621.080 毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



1 PCS 6.2621.090 1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.100 内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 扳手
用于拧紧连接器



2 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS 6.2744.060 螺纹堵头
用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



1 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。




2 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置


安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2744.290

T 形连接头 3 × UNF 10/32，带支架



4 PCS

6.2747.010

样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。



1 PCS

6.2752.110

用于 919 IC Autosampler plus 的 T 形连接头的支架



1 PCS

6.2833.030

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

