



919 IC Autosampler plus for VA

2.919.0130

919 IC Autosampler plus for VA 与 Professional-VA 设备和 viva 联用，适用于对通过极谱法和伏安测量对重金属进行小样品系列的全自动痕量测定。该系统直接由 viva 软件控制，可在不同的测定方式之间自动进行方法切换。随附的样品盘可用于多达 28 种样品，每种最多 10 mL。

919 IC Autosampler plus for VA 供货时包括构建完整工作台的配件、样品盘和连接电缆，但是没有冲洗装备。

Scope of delivery 2.919.0130

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.919.0020	919 IC Autosampler plus

919 IC Autosampler plus 满足实验室内处理中等样品量的要求。使用该仪器，可实现万通产品的各种离子色谱分析自动化。



1 PCS

6.1453.250

塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 250 mL, 适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



1 PCS

6.1803.160

PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 0.75 mm 内直径 / 3 m

PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管, 供 920 Absorber Module 中使用。



1 PCS

6.1815.010

螺旋带 (Spiral band), 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起




2 PCS

6.1826.020

PVC 泵管 (蓝色/蓝色)

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



1 PCS

6.1831.020

PEEK 毛细管，内径 0.75 毫米，22 厘米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.2041.510

样品架，56 x 11 mL 和 1 x 250 mL，（聚氯乙烯）

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架，用于 56 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶：100 mL 分解管 (CSB)。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.080

毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



1 PCS 6.2621.090 1/2英寸扳手
用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.100 内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 扳手
用于拧紧连接器



1 PCS

6.2743.057

样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



2 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）




2 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2833.030

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋



用于伏安测量中样品处理器和 Autosampler 的样品针。

