



NIRS XDS MultiVial 模块

2.921.0210

快速无损地分析小瓶中的固体物质

NIRS XDS MultiVial Analyzer 分析仪可快速无损地对小瓶中预置的固体样品进行鉴定及质量分析。它可分析整个样品系列：；为此 NIRS XDS MultiVial Analyzer 配备有可在 x 和 y 方向移动的样品滑台。通过用于粗颗粒物质的可选配的样品池，其应用范围可扩展到几乎所有固体物质形式，从微细粉末到粗颗粒材料，如丸粒和散片。

Scope of delivery 2.921.0210

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

快速无损地分析小瓶中的固体物质

NIRS XDS MultiVial Analyzer 分析仪可快速无损地对小瓶中预置的固体样品进行鉴定及质量分析。它可分析整个样品系列：；为此 NIRS XDS MultiVial Analyzer 配备有可在 x 和 y 方向移动的样品滑台。通过用于粗颗粒物质的可选配的样品池，其应用范围可扩展到几乎所有固体物质形式，从微细粉末到粗颗粒材料，如丸粒和散片。



Iris 光圈适配器用于在 NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MasterLab Analyzer 和 NIRS XDS MultiVial Analyzer 中对小号样品容器、反射率标准板、各式小瓶或透射反射器皿等进行对焦



在将单色仪与样品模块进行校正时需要一个反射率标准板。

固定校正标准板时需要一个支架，将标准板定位于其中。

反射率标准板和所属支架用于：

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号：29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号：2.921.1310)



Optional accessories

Order no.	Description	
6.7402.200	螺旋塞，用于 6.7402.110 123 个螺旋塞，用于一次性小瓶 15 mm 反射。	
6.7402.210	螺旋塞，用于 6.7402.120 225 个螺旋塞，用于一次性小瓶 19 mm 反射。	
6.7402.220	螺旋塞，用于 6.7402.130 172 个螺旋塞，用于一次性小瓶 22 mm 反射。	
6.7402.230	螺旋塞，用于 6.7402.140 216 个螺旋塞，用于一次性小瓶 28 mm 反射。	

6.7402.110 一次性样品瓶，15 mm，反射

123 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 15 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.120 一次性样品瓶，19 mm，反射

225 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 19 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.130 一次性样品瓶，22 mm，反射

172 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 22 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.140 一次性样品瓶，28 mm，反射

216 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 28 mm，适用于分析反射中的固体。适用于以下分析仪：

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

