



NIRS XDS Transmission OptiProbe 模块

2.921.0520

坚固耐用的测量系统，用于工业设备和实验场所中的反应监控

NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 分析仪可有效测定水性制品、透明液体、溶剂以及粘性样品的成份。该仪器同样也适用于工业设备以及扩大生产过程领域的现场应用。针对粘性样品可使用 NIRS 一次性玻璃小瓶，将清洁工作耗费降至最低。可选购的 NIRS VialHeater 模块可用于温度高达 200 ° C 的样品分析。

Scope of delivery 2.921.0520

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.921.0520

NIRS XDS Transmission OptiProbe 模块

坚固耐用的测量系统，用于工业设备和实验场所中的反应监控

NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 分析仪可有效测定水性制品、透明液体、溶剂以及粘性样品的成份。该仪器同样也适用于工业设备以及扩大生产过程领域的现场应用。针对粘性样品可使用 NIRS 一次性玻璃小瓶，将清洁工作耗费降至最低。可选购的 NIRS VialHeater 模块可用于温度高达 200 ° C 的样品分析。



1 PCS

6.7430.030

NIRS 校准装置，用于透射探针

NIRS 校准装置，用于透射探针

