



NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer

2.921.1510

坚固耐用的测量系统可用于监测工业设备和实验场所中的反应。

NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 分析仪可方便可靠地监控工业设备和实验场所中的化学反应。在方法开发以及生产过程的工艺放大等应用领域中，NIRS XDS Interactance OptiProbe 分析仪可提供不同样品的识别和品质测定的精确结果。在使用反射探针测量固体、高度散射液体和浆料的过程中，分析水性制品、透明液体和溶剂时可使用透射反射探针。探针通过光纤与分析仪相连，这样即使在恶劣或危险的过程环境条件下也可确保可靠地测量。

Scope of delivery 2.921.1510

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

NIRSystems 光谱仪的研发过程倾注了光谱领域长达 50 年所积累的经验。这项独一无二的技术改善了高分辨率下的信噪比，增加了准确度并提高了精度。获取专利的单色仪和模块化结构的测量模块系统使 NIRSystems 仪器成为可见光和近红外波长范围（400 – 2500 nm）内所有可以想到的样品类型进行光谱测量时不可或缺的工具。该测量模块可以方便地更换，即使在运行过程中也毫无问题。由此用户可在所有应用领域中享受高度的灵活性。



坚固耐用的测量系统可用于监测工业设备和实验场所中的反应

NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 分析仪可方便可靠地监控工业设备和实验场所中的化学反应。在方法开发以及生产过程的工艺放大等应用领域中，NIRS XDS Interactance OptiProbe 分析仪可提供不同样品的识别和品质测定的精确结果。在使用反射探针测量固体、高度散射液体和浆料的过程中，分析水性制品、透明液体和溶剂时可使用透射反射探针。探针通过光纤与分析仪相连，这样即使在恶劣或危险的过程环境条件下也可确保可靠地测量。



NIRS XDS 实验室设备单色仪附件包



可更换探针组件包括一个反射探针、一个透射探针和各种间距支架，配有固定螺栓用于调节不同路径长度（2 cm、4 cm、5 cm 和 10 cm）。此外还有一个探针保护罩、一把内六角扳手和一个密封环。

这套组件是 XDS SmartProbe Analyzer 分析仪和 XDS Interactance Optiprobe Analyzer 分析仪的组成部分。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.7430.010	NIRS XDS 实验室设备的备件	
	NIRS XDS 实验室设备的备件由两个备用灯、两个风扇过滤器和四个保险丝组成	
6.7430.000	NIRS XDS 实验室仪器的备用灯	
	实验室设备单色仪的备用灯 (12 V, 50 W)	
6.7450.000	NIRS 反射率标准板, 2 件套	
	波长标准板和 80% 反射率标准板套装, 用于校正 NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzer、NIRS XDS SmartProbe Analyzer、NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 和 NIRS DS2500 Analyzer。	
6.7450.010	NIRS 反射率标准板, 7 件套	
	由六个反射率标准板和一个波长标准板组成的套装, 用于在稳定环境中校正 NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzer、NIRS XDS SmartProbe Analyzer、NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 和 NIRS DS2500 Analyzer。	

Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览：

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据



Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用：

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案：

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Network 是一个先进易用的软件解决方案。使用该网络版可利用中心数据库构建一个全局的服务器客户端网络。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式。
- 集中的数据与仪器管理
- 只需简单几个步骤即可配置和更新多个设备

Vision Air Network Complete (66072207) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 全局性仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Pharma Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据
- 符合 CFR 第 21 章第 11 部分的所有要求

Vision Air Pharma Complete (66072209) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Pharma Network Complete 是一个先进易用的软件解决方案。使用该网络版可利用中心数据库构建一个全局的服务器客户端网络。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 集中的数据与仪器管理
- 只需简单几个步骤即可配置和更新多个设备
- 符合 CFR 第 21 章第 11 部分的所有要求

Vision Air Pharma Network Complete (66072210) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 全局性仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

经认证的 99% 反射率标准板，用于校正 NIRS XDS SmartProbe Analyzer



屏幕和镜头清洁布

