



NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

2.921.1520

坚固耐用的测量系统，用于工业设备和实验场所中的液体反应监控

NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 可有效测定水性制品、透明液体、溶剂以及粘性样品的成份。该仪器同样也适用于工业设备以及扩大生产过程领域的现场应用。针对粘性样品可使用 NIRS 一次性玻璃小瓶，将清洁工作耗费降至最低。可选购的 NIRS VialHeater 模块可用于温度高达 200 ° C 的样品分析。

Scope of delivery 2.921.1520

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

NIRSystems 光谱仪的研发过程倾注了光谱领域长达 50 年所积累的经验。这项独一无二的技术改善了高分辨率下的信噪比，增加了准确度并提高了精度。获取专利的单色仪和模块化结构的测量模块系统使 NIRSystems 仪器成为可见光和近红外波长范围（400 – 2500 nm）内所有可以想到的样品类型进行光谱测量时不可或缺的工具。该测量模块可以方便地更换，即使在运行过程中也毫无问题。由此用户可在所有应用领域中享受高度的灵活性。



坚固耐用的测量系统，用于工业设备和实验场所中的反应监控

NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 分析仪可有效测定水性制品、透明液体、溶剂以及粘性样品的成份。该仪器同样也适用于工业设备以及扩大生产过程领域的现场应用。针对粘性样品可使用 NIRS 一次性玻璃小瓶，将清洁工作耗费降至最低。可选购的 NIRS VialHeater 模块可用于温度高达 200 ° C 的样品分析。



NIRS XDS 实验室设备单色仪附件包



NIRS 校准装置，用于透射探针



Optional accessories

Order no.	Description
6.7430.010	NIRS XDS 实验室设备的备件 NIRS XDS 实验室设备的备件由两个备用灯、两个风扇过滤器和四个保险丝组成
6.7430.000	NIRS XDS 实验室仪器的备用灯 实验室设备单色仪的备用灯 (12 V, 50 W)
6.7450.040	NIRS 透射波长标准板 透射率波长标准板, 用于 NIRS XDS RLA Analyzer 和 NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer



Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览：

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据



Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用：

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案：

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Network 是一个先进易用的软件解决方案。使用该网络版可利用中心数据库构建一个全局的服务器客户端网络。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式。
- 集中的数据与仪器管理
- 只需简单几个步骤即可配置和更新多个设备

Vision Air Network Complete (66072207) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 全局性仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Pharma Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据
- 符合 CFR 第 21 章第 11 部分的所有要求

Vision Air Pharma Complete (66072209) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Pharma Network Complete 是一个先进易用的软件解决方案。使用该网络版可利用中心数据库构建一个全局的服务器客户端网络。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 集中的数据与仪器管理
- 只需简单几个步骤即可配置和更新多个设备
- 符合 CFR 第 21 章第 11 部分的所有要求

Vision Air Pharma Network Complete (66072210) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 全局性仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

经认证的波长和透射率标准板 (0.25AU、0.5AU、1AU、1.5AU 和 2.0 AU), 用于稳定环境中的 NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 和 NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer。



屏幕和镜头清洁布

