



DS2500 Solid Analyzer

2.922.0010

坚固结实的近红外光谱仪，用于生产环境和试验室中的质量检查。

DS2500 分析仪是经过验证的灵活解决方案，用于对整个生产链过程中的固体、乳膏和液体进行常规分析。其坚固结实的设计使 DS2500 Analyzer 分析仪不受灰尘、湿度、振动和温度波动的影响，因此非常适用于在恶劣的生产环境中使用。

DS2500 涵盖了从 400 到 2500 nm 的整个光谱范围，并能在不到一分钟时间内提供准确和可再现的结果。DS2500 Analyzer 满足制药行业的要求，并由于操作简便而能帮助用户完成其日常工作任务。

由于与设备匹配，附件可以承受任何具有挑战性的样品类型，例如：粒料之类的粗颗粒固体或乳膏之类的半固体样品，可获得结果。测量固体的时候，使用 MultiSample Cup 可以提高生产率，可以自动批量测量多 9 个样品。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7402.050 DS2500 样品容器，大号

用于在不同样品位置处使用 NIRS DS2500 Analyzer 采集粉末和颗粒反射光谱的大号样品容器。



6.7430.050 NIRS DS2500 的备用灯

用于 NIRS DS2500 Analyzer 的 12.0 V 和 35 W 备用灯



6.7402.060 NIRS DS2500 样品容器，大号，5 个

五个大号样品容器的套件，用于通过 NIRS DS2500 Analyzer 分析时进行粉末和颗粒的光谱测量。



6.7402.030 NIRS 样品容器，小型，10 件包括 100 个一次性盖

用于粉末和颗粒反射光谱采集的小号样品容器。该样品容器可用一次性盖封闭，可避免样品损失，并使粉末及颗粒在样品容器中均匀分布。

此样品瓶可与下列仪器一同使用：

- NIRS DS2500 Analyzer (订货号：2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号：2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号：2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (订货号：2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (订货号：2.921.1210)



6.7450.000 NIRS 反射率标准板, 2 件套

波长标准板和 80% 反射率标准板套装, 用于校正 NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzer、NIRS XDS SmartProbe Analyzer、NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 和 NIRS DS2500 Analyzer。



6.7450.010 NIRS 反射率标准板, 7 件套

由六个反射率标准板和一个波长标准板组成的套装, 用于在稳定环境中校正 NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzer、NIRS XDS SmartProbe Analyzer、NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 和 NIRS DS2500 Analyzer。



6.7425.100 DS2500 Iris

DS2500 的 Iris 适配器具有可调节至 36 mm 的可变直径, 能够针对小瓶中的样品反射进行灵活检查。

DS2500 的 Iris 适配器可安装在小样品容器的支架中。订货号: 6.7430.040



6.7400.010 用于液体样品的 NIRS 透射反射包

NIRS Liquid Sample Kit Transflection 可为下列设备扩展增加液体透射测量的功能:

- NIRS DS2500 Analyzer (订货号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (订货号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (订货号: 2.921.1210)



Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览：

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据



Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用：

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案：

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Network 是一个先进易用的软件解决方案。使用该网络版可利用中心数据库构建一个全局的服务器客户端网络。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式。
- 集中的数据与仪器管理
- 只需简单几个步骤即可配置和更新多个设备

Vision Air Network Complete (66072207) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 全局性仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Pharma Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据
- 符合 CFR 第 21 章第 11 部分的所有要求

Vision Air Pharma Complete (66072209) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

Vision Air - 通用的光谱分析软件.

Vision Air Pharma Network Complete 是一个先进易用的软件解决方案。使用该网络版可利用中心数据库构建一个全局的服务器客户端网络。



Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 集中的数据与仪器管理
- 只需简单几个步骤即可配置和更新多个设备
- 符合 CFR 第 21 章第 11 部分的所有要求

Vision Air Pharma Network Complete (66072210) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 全局性仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

对液体进行光谱测量的光学平面透射反射器皿。可与下列设备组合使用:

- NIRS DS2500 Analyzer (订货号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (订货号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (订货号: 2.921.1210)



此一次性盖用于安全封闭小号样品瓶。该样品瓶可用于:

- NIRS DS2500 Analyzer (订货号: 2.922.0010)
- NIRS XDS Masterlab Analyzer (订货号: 2.921.1310)
- NIRS XDS RCA Analyzer (订货号: 2.921.1110)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号: 2.921.1210)



该包装中有 100 个一次性瓶盖。

6.7420.000 NIRS 金反射器, 1 mm 总层厚

对液体进行透射反射测量的金反射器。可与下列设备组合使用:

- NIRS DS2500 Analyzer (订货号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (订货号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (订货号: 2.921.1210)



6.7420.010 NIRS 金反射器, 2 mm 总层厚

对液体进行透射反射测量的金反射器。可与下列设备组合使用:

- NIRS DS2500 Analyzer (订货号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (订货号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (订货号: 2.921.1210)



6.7420.020 NIRS 金反射器, 4 mm 总层厚

对液体进行透射反射测量的金反射器。可与下列设备组合使用:

NIRS DS2500 Analyzer (订货号: 2.922.0010)

NIRS XDS MasterLab Analyzer (订货号: 2.921.1310)

NIRS XDS MultiVial Analyzer (订货号: 2.921.1120)

NIRS XDS RapidContent Analyzer (订货号: 2.921.1110)


NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (订货号: 2.921.1210)



6.7490.430 DS2500 Slurry Cup

Slurry Cup 是使用 DS2500 分析高粘度物质的理想样品容器。由于采用开放式设计, 在 Slurry Cup 中定位膏和油十分简便, 同样可以进行快速有效的清洁。

与 Liquid Kit (6.7400.010) 相组合, 也可以检查透明的粘性样品。



6.7430.060 超细纤维清洁布

屏幕和镜头清洁布



6.7402.110 一次性样品瓶, 15 mm, 反射

123 个可封闭的玻璃一次性样品瓶, 直径为 15 mm, 适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.120 一次性样品瓶，19 mm，反射

225 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 19 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.130 一次性样品瓶，22 mm，反射

172 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 22 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.140 一次性样品瓶，28 mm，反射

216 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 28 mm，适用于分析反射中的固体。适用于以下分析仪：

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7402.220 螺旋塞，用于 6.7402.130

172 个螺旋塞，用于一次性小瓶 22 mm 反射。



6.7402.230 螺旋塞，用于 6.7402.140

216 个螺旋塞，用于一次性小瓶 28 mm 反射。



6.7402.150 DS2500 样品容器的盖子，大号

用于 DS2500 Analyzer 大号样品容器的盖子。



6.7490.450 DS2500 MultiSample Cup 19 mm

DS2500 MultiSample Cup，用于 8 个 19-mm 小瓶。



6.7490.460 DS2500 MultiSample Cup 22mm

DS2500 MultiSample Cup，用于 7 个 22-mm 小瓶。



6.7490.470 DS2500 MultiSample Cup 28 mm

DS2500 MultiSample Cup, 用于 6 个 28-mm 小瓶。



6.7490.440 DS2500 Multisample Cup 15 mm

DS2500 MultiSample Cup, 用于 9 个 15-mm 小瓶。



6.7402.200 螺旋塞, 用于 6.7402.110

123 个螺旋塞, 用于一次性小瓶 15 mm 反射。



6.7402.210 螺旋塞, 用于 6.7402.120

225 个螺旋塞, 用于一次性小瓶 19 mm 反射。



6.7490.480 大号样品容器的盖子（黑色）

用于 DS2500 Analyzer 大号样品容器的盖子（黑色）。

