



NIRS DS2500 Polymer Analyzer

2.922.1000

坚固结实的近红外光谱仪，用于生产环境和试验室中聚合物的质量检查。

NIRS DS2500 Polymer Analyzer 是一种成熟且灵活的解决方案，用于沿整个生产链对固态聚乙烯、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二酯和聚酰胺及其他聚合物进行质量检查和常规分析。NIRS DS2500 Polymer Analyzer 对灰尘、湿度、振动和温度波动不敏感，并且还用于实验室和恶劣的生产环境。

NIRS DS2500 Polymer Analyzer 涵盖了从 400 到 2500 nm 的整个光谱范围，并能在不到一分钟时间内提供准确的结果。经过聚乙烯、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二酯和聚酰胺 (PA6) 的预校准之后，NIRS DS2500 Polymer Analyzer 可立即投入使用，并由于操作简便而能帮助用户完成其日常工作任务。

Scope of delivery 2.922.1000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.922.0010

NIRS DS2500 Analyzer

坚固耐用的近红外光谱仪，用于生产环境中的常规分析

NIRS DS2500 Analyzer 分析仪是在整套产品链中用于固体和液体样品常规分析的

业经证实且价格合理的解决方案。其坚固耐用的设计使 NIRS DS2500 Analyzer 分析仪不受灰尘、潮湿、振动和温度波动的影响，因此非常适用于在恶劣的生产环境中使用。

NIRS DS2500 分析仪可覆盖从 400 至 2500 nm 的整个光谱范围，并能在一分钟之内提供准确且可重复的结果。NIRS DS2500 Analyzer 分析仪符合制药工业中的要求，且操作方便，可支持用户轻松完成日常分析任务。



1 PCS

6.7425.100

DS2500 Iris

DS2500 的 Iris 适配器具有可调节至 36 mm 的可变直径，能够针对小瓶中的样品反射进行灵活检查。

DS2500 的 Iris 适配器可安装在小样品容器的支架中。订货号：6.7430.040



1 PCS

6.7402.050

DS2500 样品容器，大号

用于在不同样品位置处使用 NIRS DS2500 Analyzer 采集粉末和颗粒反射光谱的大号样品容器。



1 PCS

6.7490.480

大号样品容器的盖子（黑色）

用于 DS2500 Analyzer 大号样品容器的盖子（黑色）。



1 PCS

6.6072.150

聚合物-预校准凭证

预校准凭证。有权订购聚合物预校准（PP、PE、PP 或聚酰胺）



1 PCS

6.7430.040

DS2500 支架

本支架使用时搭配：

- 小样品容器 (6.7402.030)
- DS2500 Iris (6.7425.100)



Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览：

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据



Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用：

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案：

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Optional accessories

Order no.	Description	
6.7490.440	DS2500 Multisample Cup 15 mm DS2500 MultiSample Cup, 用于 9 个 15-mm 小瓶。	 A black circular multi-sample cup with 9 wells. It holds 9 small glass vials, each containing a white substance. The vials are arranged in a circular pattern around the perimeter of the cup.
6.7490.450	DS2500 MultiSample Cup 19 mm DS2500 MultiSample Cup, 用于 8 个 19-mm 小瓶。	 A black circular multi-sample cup with 8 wells. It holds 8 small glass vials, each containing a white substance. The vials are arranged in a circular pattern around the perimeter of the cup.
6.7490.460	DS2500 MultiSample Cup 22mm DS2500 MultiSample Cup, 用于 7 个 22-mm 小瓶。	 A black circular multi-sample cup with 7 wells. It holds 7 small glass vials, each containing a white substance. The vials are arranged in a circular pattern around the perimeter of the cup.
6.7490.470	DS2500 MultiSample Cup 28 mm DS2500 MultiSample Cup, 用于 6 个 28-mm 小瓶。	 A black circular multi-sample cup with 6 wells. It holds 6 small glass vials, each containing a white substance. The vials are arranged in a circular pattern around the perimeter of the cup.

6.7450.000 NIRS 反射率标准板, 2 件套

波长标准板和 80% 反射率标准板套装, 用于校正 NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzer、NIRS XDS SmartProbe Analyzer、NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 和 NIRS DS2500 Analyzer。



6.7430.060 超细纤维清洁布

屏幕和镜头清洁布



6.7402.140 一次性样品瓶, 28 mm, 反射

216 个可封闭的玻璃一次性样品瓶, 直径为 28 mm, 适用于分析反射中的固体。适用于以下分析仪:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7402.130 一次性样品瓶, 22 mm, 反射

172 个可封闭的玻璃一次性样品瓶, 直径为 22 mm, 适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.120 一次性样品瓶，19 mm，反射

225 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 19 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.110 一次性样品瓶，15 mm，反射

123 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 15 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.150 DS2500 样品容器的盖子，大号

用于 DS2500 Analyzer 大号样品容器的盖子。



6.7430.050 NIRS DS2500 的备用灯

用于 NIRS DS2500 Analyzer 的 12.0 V 和 35 W 备用灯

