



MIRA M-1 Advanced Package

2.923.0020

Metrohm Instant Raman Analyzer (MIRA) 是高性能便携式拉曼光谱仪，可快速无损地分析液体和固体的化学和医药样品。其体积几乎不比智能手机更大，MIRA 光谱仪是目前市场上唯一可见的采用栅格环绕扫描技术（ORS）的移动式拉曼光谱仪。使用Advanced Package 时可通过 Point-and-Shoot（定位即拍）适配器直接在其容器中分析粉末、颗粒或液体。也可将样品放到小瓶中。

Scope of delivery 2.923.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.923.0020	Mira M-1 Advanced Package

Metrohm Instant Raman Analyzer (Mira) 是高性能便携式拉曼光谱仪，可快速无损地分析液体和固体的化学和医药样品。其体积几乎不比智能手机更大，Mira 光谱仪是目前市场上唯一可见的采用栅格环绕扫描技术（ORS）的移动式拉曼光谱仪。使用Advanced Package 时可通过 Point-and-Shoot（定位即拍）适配器直接在其容器中分析粉末、颗粒或液体。也可将样品放到小瓶中。



1 PCS 6.021.08010 USB mini - USB A 电缆, 1.5 m



1 PCS 6.02117.000 5 V / 2.1 A USB 供电单元

用于 946 Portable VA Analyzer 的 USB 充电器。

在万通仪器上没有相应 USB 接口的情况下（例如在旧型仪器上），可使用该供电单元来为 6.1115.100 Optrode 供电。



1 PCS 6.2133.000 5号碱性电池, 1.5V, 4只

每套包含4节1.5伏的5号碱性电池。



1 PCS 6.2151.110 USB 电缆, 1.8 米

用于连接仪器。



1 PCS

6.7430.060

超细纤维清洁布

屏幕和镜头清洁布



1 PCS

6.7502.000

玻璃小瓶，用于 Mira M-1 Basic 和 Advanced Package

玻璃小瓶适用于 Mira M-1 Basic 和 Advanced Package。



1 PCS

6.7502.100

用于 Mira M-1 Advanced Package 的小瓶架

小瓶架，用于 Mira M-1 Advanced Package。




1 PCS

6.7520.000

Point-and-Shoot（定位即拍）适配器（SWD），用于 Mira M-1 Advanced Package

Point-and-Shoot（定位即拍）适配器（SWD），用于 Mira M-1 Advanced Package，焦距为 1.00 mm。



1 PCS

6.7520.010

Point-and-Shoot (定位即拍) 适配器 (LWD)，用于 Mira M-1 Advanced Package

Point-and-Shoot (定位即拍) 适配器 (LWD)，用于 Mira M-1 Advanced Package，焦距为 7.6 mm。



1 PCS

6.7550.000

ABS/TiO₂ 校正标准件

ABS/TiO₂ 标准件，用于校正 Mira 光谱仪的波数标度。



1 PCS

6.7560.010

Mira M-3/P/DS 用激光护目镜

使用 Mira 产品的时候，应遵守必要的激光安全预防事项。这些安全护目镜面向的是激发波长为 785 nm 的激光，其按照 EN 207 标准提供保护（也对眼镜佩戴者适用）。由于该激光安全护目镜采用了轻量化结构方式和舒适型设计，您工作时可以长时间佩戴，不会出现任何问题。



Optional accessories

Order no.	Description
6.6071.000	Mira Cal 软件
	用户友好的 Mira Cal 软件，主要用来数据存储、数据传输和启用/禁用光谱库。Mira Cal 也是适用 «open library» 原则。这样可以针对具体问题来创建相应的光谱库。

