



NIRS DS2500 Polyol Analyzer

2.929.1000

坚固结实的近红外光谱仪，用于生产环境和试验室中多元醇的质量检查。

NIRS DS2500 Polyol Analyzer 是成熟且灵活的多元醇质量控制和常规分析解决方案，符合 ASTM D6342-12 和 ISO 15063:2011 标准。坚固的设计让 NIRS DS2500 Polyol Analyzer 对灰尘、湿气和振动不敏感，使其成为恶劣生产环境的适宜选择。

NIRS DS2500 Polyol Analyzer 覆盖了从 400 到 2500 nm 的整个光谱范围，将样品加热到 80° C，并在一分钟內提供准确结果。经过多元醇预校准之后，NIRS DS2500 Polyol Analyzer 可立即投入使用，并由于操作简便而能帮助用户完成其日常工作任务。

Scope of delivery 2.929.1000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

坚固耐用的近红外光谱仪，用于生产环境和试验室中的质量检查。

DS2500 Liquid Analyzer 是一种成熟且灵活的解决方案，其用于在整个生产链中进行液体常规分析。其坚固耐用的设计使 DS2500 Liquid Analyzer 不受灰尘、潮湿、振动的影响，因此非常适用于在恶劣的生产环境中使用。



DS2500 Liquid Analyzer 覆盖 400 至 2500 nm 的整个光谱范围，将样品加热至 80°C 高温，并与各种不同的一次性小瓶和石英比色皿兼容。因此，DS2500 Liquid Analyzer 可适应您的个性化样品要求，帮助您在几分钟内获得精确和具有可重现性的结果。借助集成的样品架识别装置和自带的 Vision Air 软件，还保证了用户能轻松和安全地进行操作。

如果是较大的样品量，则可通过将流通池与一个 Metrohm 机器人自动进样器搭配使用的方法显著提高生产率。

直径为 8 mm 且更加智能的一次性玻璃小瓶支架



100 个玻璃（硼硅）一次性样品瓶，具有 8 mm 的光路长度，适用于分析透射中的液体。一次性样品瓶交付时带有所属的螺旋塞（件数 100）。

兼容：

- 支架 OMNIS NIR，小管，8 mm (6.07401.070)
- DS2500 支架适用于 8 mm 一次性样品瓶 (6.7492.020)





DS2500 Liquid Analyzer 隔热保护作为高温下进行分析时的可选保护。



Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览：

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据



Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用：

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案：

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7430.050	NIRS DS2500 的备用灯 用于 NIRS DS2500 Analyzer 的 12.0 V 和 35 W 备用灯
------------	---



6.7494.000	DS2500 Liquid 波长标准版 更智能的 DS2500 Liquid Analyzer 用透射波长标准版
------------	---

