



NIRS DS2500 Petro Analyzer

2.929.2000

坚固结实的近红外光谱仪，用于在试验室中以及直接在生产环境中进行燃料质量检查。

NIRS DS2500 Petro Analyzer 是一种成熟且灵活的解决方案，用于燃料质量检查和常规分析，并符合标准 ASTM D6122。NIRS DS2500 Petro Analyzer 对灰尘、湿度和振动不敏感，可在试验室中或直接在生产环境中使用。

NIRS DS2500 Petro Analyzer 涵盖了从 400 到 2500 nm 的整个光谱范围，并能在不到一分钟时间内提供准确的结果。经过汽油、柴油和煤油预校准之后，NIRS DS2500 Petro Analyzer 可立即投入使用，并由于操作简便而能帮助用户完成其日常工作任务。在样品量较大的时候，将一个流通池 一个 Metrohm Sampleroboter 搭配使用，可大幅提高生产率。

Scope of delivery 2.929.2000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

坚固耐用的近红外光谱仪，用于生产环境和试验室中的质量检查。

DS2500 Liquid Analyzer 是一种成熟且灵活的解决方案，其用于在整个生产链中进行液体常规分析。其坚固耐用的设计使 DS2500 Liquid Analyzer 不受灰尘、潮湿、振动的影响，因此非常适用于在恶劣的生产环境中使用。



DS2500 Liquid Analyzer 覆盖 400 至 2500 nm 的整个光谱范围，将样品加热至 80°C 高温，并与各种不同的一次性小瓶和石英比色皿兼容。因此，DS2500 Liquid Analyzer 可适应您的个性化样品要求，帮助您在几分钟内获得精确和具有可重现性的结果。借助集成的样品架识别装置和自带的 Vision Air 软件，还保证了用户能轻松和安全地进行操作。

如果是较大的样品量，则可通过将流通池与一个 Metrohm 机器人自动进样器搭配使用的方法显著提高生产率。

直径为 8 mm 且更加智能的一次性玻璃小瓶支架



100 个玻璃（硼硅）一次性样品瓶，具有 8 mm 的光路长度，适用于分析透射中的液体。一次性样品瓶交付时带有所属的螺旋塞（件数 100）。

兼容：

- 支架 OMNIS NIR，小管，8 mm (6.07401.070)
- DS2500 支架适用于 8 mm 一次性样品瓶 (6.7492.020)



1 PCS

6.6072.151

石油预校准的凭证

预校准的凭证。有权订购石油预校准（柴油、汽油、煤油）



1 PCS

6.7494.500

DS2500 Liquid Analyzer 隔热保护

DS2500 Liquid Analyzer 隔热保护作为高温下进行分析时的可选保护。



Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览：

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库，可安全且简单地管理数据



Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用：

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案：

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7430.050	NIRS DS2500 的备用灯 用于 NIRS DS2500 Analyzer 的 12.0 V 和 35 W 备用灯
------------	---



6.7494.000	DS2500 Liquid 波长标准版 更智能的 DS2500 Liquid Analyzer 用透射波长标准版
------------	---

