



942 Extension Module Vario Prep 2

2.942.0020

942 Extension Module Vario Prep 2 是 Professional-IC-Vario 设备系列的扩展模块。它使 Professional IC Vario 系统中的英蓝样品前处理和 LQH 的可能性更加多样化。

典型应用

- 双通道 Vario 系统中的英蓝渗析
- 无自动进样器的系统中的英蓝渗析
- 柱切换和切割技术

Scope of delivery 2.942.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

942 Extension Module Vario Prep 2 是 Professional-IC-Vario 设备系列的扩展模块。它使 Professional IC Vario 系统中的英蓝样品前处理和 LQH 的可能性更加多样化。

典型应用

- 双通道 Vario 系统中的英蓝渗析
- 无自动进样器的系统中的英蓝渗析
- 柱切换和切割技术



可用于所有IC分析仪。



用于进样阀，带2只PEEK压力螺丝



用于样品溶液，用在 在线渗析中



1 PCS

6.1831.060 PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元, IC样品处理器, 紧凑型IC自动进样器, 过滤型IC样品处理器, 渗析型IC样品处理器, IC液体处理渗析单元



1 PCS

6.1831.100 PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米, 1 米



1 PCS

6.2156.060 Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

扩展模块与谱峰思维系列离子色谱仪之间的电缆连接



1 PCS

6.2251.000 用于毛细管的标记套管

用于标记毛细管的彩色热缩套管部件。每三个一种颜色, 共五种颜色。



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手, 3 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



2 PCS

6.2744.070

压力螺丝 (短)

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。




2 PCS


6.2744.160

接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2103.170	用于 Professional IC 漏液传感器的适配器 用于将两个漏液传感器连接到一台离子色谱仪上的适配器。	
6.2156.070	谱峰思维系列离子色谱仪与扩展模块之间的连接电缆，1 m 谱峰思维系列离子色谱仪与扩展模块之间的连接电缆	
6.5332.000	用于二级扩展模块的离子色谱管子套件	
6.2057.130	渗析池固定器 渗析池固定器	

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。

该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。

客户端服务器版本带 3 份许可证

