



942 Extension Module Vario HPG

2.942.0040

942 Extension Module Vario HPG 是 Professional IC Vario 仪器系列的扩展模块。它可向 Professional IC Vario 高压梯度系统中添加第二种淋洗液。

典型应用

- 高压梯度系统，多达四种淋洗液

Scope of delivery 2.942.0040

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.942.0040

942 Extension Module Vario HPG

942 Extension Module Vario HPG 是 Professional IC Vario 仪器系列的扩展模块。它可向 Professional IC Vario 高压梯度系统中添加第二种淋洗液。

典型应用

- 高压梯度系统，多达四种淋洗液



1 PCS

6.1602.160

淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1609.000

干燥管，大尺寸，弯曲型

用于填充吸收剂材料。



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1831.100 PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米, 1 米



1 PCS 6.1834.080 吸液管, 2 m

适合 Professional IC 设备的淋洗液吸液管接口, 用于连接 IC 脱气装置。

可选:

6.2744.210 吸液过滤头的软管适配器

6.2821.090 吸液过滤头

6.2744.230 1/16 in/2.5 mm 适配器, 在没有脱气装置时用于将吸液管与 IC 泵相连



1 PCS 6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2251.000

用于毛细管的标记套管

用于标记毛细管的彩色热缩套管部件。每三个一种颜色，共五种颜色。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key), 4毫米



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手, 3 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

扩展模块与谱峰思维系列离子色谱仪之间的电缆连接



1 PCS

6.2744.070 压力螺丝（短）


较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2744.210 管连接器，用于吸液过滤器（ProfilC）

用于专业型IC分析仪



1 PCS

6.2758.000 高压梯度混合器

混合器（430 μ L PEEK（聚醚醚酮）毛细管，970 x 0.75 mm），带 T 形接头 UNF 10/32，用于混合高压梯度。



1 PCS

6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



1 PCS

6.2816.040 冲洗针

带PTFE管与 Luer 连接。用于注射器。用于吸取淋洗液。



1 PCS

6.2821.090 吸液过滤头


孔径大小 27 μm 。每套 5 件。用于吸液管 (6.1834.000) 及滤管 (6.1821.040) 和 (6.1821.050)。



1 PCS

6.2821.130 用于在线过滤器的备用过滤器

用于在线过滤器的备用过滤器。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2103.170	用于 Professional IC 漏液传感器的适配器 用于将两个漏液传感器连接到一台离子色谱仪上的适配器。	
6.2156.070	谱峰思维系列离子色谱仪与扩展模块之间的连接电缆，1 m 谱峰思维系列离子色谱仪与扩展模块之间的连接电缆	
6.2617.040	用于大流量泵头密封圈的工具 用于拆卸、组装大流量泵头的活塞密封圈	
6.2741.040	PE/PTFE 大流量泵头密封圈 用于所有大流量泵头	

6.2744.240 交叉连接 UNF 10/32 PEEK

用于混合三种溶液的交叉连接件，带有四个接口。



6.2824.130 PEEK 大流量泵头

用于智能型离子色谱仪器的大流量泵头，流速范围 0.1...20 mL/min，可承受最大压力 12.5 MPa。



6.5332.000 用于二级扩展模块的离子色谱管子套件



用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。

该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。

客户端服务器版本带 3 份许可证

