



942 Extension Module Vario LQH

2.942.0070

942 Extension Module Vario LQH 是 Professional-IC-Vario 设备系列的扩展模块。它将万通英蓝样品前处理 «MISP»和 LQH 更进一步扩展，并为 Professional IC 系统配备了在线监控功能。

典型应用：

- 扩展的英蓝样品准备
- 在线监控
- 无自动进样器的情况下进行稀释
- 全自动样品衍生反应

Scope of delivery 2.942.0070

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.942.0070

942 Extension Module Vario LQH

942 Extension Module Vario LQH 是 Professional-IC-Vario 设备系列的扩展模块。它将万通英蓝样品前处理 «MISP»和 LQH 更进一步扩展,并为 Professional IC 系统配备了在线监控功能。

典型应用:

- 扩展的英蓝样品准备
- 在线监控
- 无自动进样器的情况下进行稀释
- 全自动样品衍生反应



1 PCS

6.1562.160

输送管 15 mL, 2 x M6

用于离子色谱中的 Liquid-Handling。可避免污染 Dosino。



5 PCS

6.1608.100

PE 瓶 50 mL

用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。



1 PCS

6.1803.020

PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有IC分析仪。



1 PCS 6.1825.230 PEEK样品环，10 μ L
用于进样阀，带2只PEEK压力螺丝




2 PCS 6.1826.340 泵管 LFL（黑色/黑色），三个堵头
用于样品溶液，用在 在线渗析中



1 PCS 6.1831.010 PEEK 毛细管，内径0.25 毫米 / 3 米
用于所有IC 元件。



1 PCS 6.2057.200 用于扩展模块 - Liquid Handling 的瓶架



1 PCS 6.2156.060 Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm
扩展模块与谱峰思维系列离子色谱仪之间的电缆连接



1 PCS 6.2251.000 用于毛细管的标记套管
用于标记毛细管的彩色热缩套管部件。每三个一种颜色，共五种颜色。



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS 6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通
连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



2 PCS

6.2744.070 压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



2 PCS

6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



6 PCS

6.2744.090 压力螺丝（长）


较长的版本。带UNF 10/32连接口。2件。用于PEEK泵头的备件。用于IC仪器



2 PCS

6.2744.160 连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2103.170	用于 Professional IC 漏液传感器的适配器 用于将两个漏液传感器连接到一台离子色谱仪上的适配器。	
6.2156.070	谱峰思维系列离子色谱仪与扩展模块之间的连接电缆，1 m 谱峰思维系列离子色谱仪与扩展模块之间的连接电缆	
6.5332.000	用于二级扩展模块的离子色谱管子套件	

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。

该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。

数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。

MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。

MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语

该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。

公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。

客户端服务器版本带 3 份许可证

