



dSolvotrode

6.00203.300

用于所有非水性酸/碱滴定的 OMNIS 数字组合式 pH 电极。玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于灵活的磨口隔膜，该电极也适用于非常脏的样品。

此电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。

储存在相应的参比电解质中。

dTodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。

Scope of delivery 6.00203.300

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2320.000	TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升) 电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$, 250 毫升	
6.02104.300	电极电缆, Q 型电极插头 / P 型插头, 0.55 m 将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。	
6.02104.310	电极电缆, Q 型电极插头 / P 型插头, 1.5 m 将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。	