



带隔膜的发生电极

6.00348.100

带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。该电极拥有向上弯折的电缆接口，其在搭配 OMNIS Sample Robot Oven 使用的时候简化了电缆布线和操作。

该发生电极特别适用于：

- 绝对水份含量很低的样品 50 ppm
- 油样中电量式水份测定
- 使用酮试剂的应用
- 使用了导电性差的试剂的应用（添加氯仿、二甲苯 >10%）

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.120

1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



6.2104.620

电极电缆 / 0.65 m / H

带插头 H，用于连接发生电极 - 电量计

