



无隔膜的发生电极

6.00349.100

不带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。该发生电极适用于样品易溶于酒精的大多数应用。

该电极拥有向上弯折的电缆接口。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2104.120	1米的电极电缆，H 带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



6.2104.620

电极电缆 / 0.65 m / H

带插头 H，用于连接发生电极 - 电量计

