



双 Au 环形电极

6.00353.100

带两个金环的玻璃鞘电极，两个金环经极化，用于氧化还原滴定（双伏安滴定法）。
该电极非常适用于维生素 C 测定，并且即使是紧密粘附的样品也可以轻松清洁。

Scope of delivery 6.00353.100

Qt.	Order no.	Description
10 Stk	6.1236.050	套管， SGJ 14/12 毫米
		套管， SGJ 14/12 毫米， 聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	

6.02104.040	电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，0.55 m 将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
-------------	---	---

6.02104.050	电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，1.5 m 将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
-------------	--	---