



iAg Titrode, 带 Ag₂S 涂层

6.00470.300S

带 pH 玻璃膜且集成了传感器数据存储芯片的智能组合式银环形电极，用作参比电极。银环具有硫化物 (Ag₂S) 涂层，其适用于较高的灵敏度和更好的指示极限。该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

该电极存放在蒸馏水中。

iTrodos 可以在 Titrando、Ti-Touch 或 913/914 Metern 上使用。

Scope of delivery 6.00470.300S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



1 PCS

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
2.854.0010	854 iConnect 854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器（电缆长度 150 cm）。

