



组合式 dF-ISE，带 Pt1000

6.00500.300

组合式数字氟化物选择性电极，带集成有温度传感器 Pt1000 的 OMNIS 用晶体膜。该 ISE 电极适用于：

- F^- 的离子测量 (10^{-6} mol/L 直至饱和)
- 自动化离子测量
- 滴定

参比电解质: $c(KCl) = 3$ mol/L

电极存放在参比电解质中。

dTrodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。

Scope of delivery 6.00500.300

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯




100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2308.050	电解液, 3 mol/L KCl (50 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 50 mL (用于Ag/AgCl参比系统)
	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)
	
6.2313.000	电解液, 3 mol/L KCl (1000 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 1000 mL (用于Ag/AgCl参比系统)
	
6.02104.300	电极电缆, Q 型电极插头 / P 型插头, 0.55 m 将 dTrobe (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。
	

6.02104.310 电极电缆，Q 型电极插头 / P 型插头，1.5 m

将 dTrode（Q 型电极插头）连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。

