



组合式 F-ISE，带 Pt1000

6.00500.600

组合式氟化物选择性电极，带集成有 Pt1000 的晶体膜。
该 ISE 电极适用于：

- F^- 的离子测量 (10^{-6} mol/L 直至饱和)
- 自动化离子测量
- 滴定

参比电解质: $c(KCl) = 3$ mol/L

电极存放在参比电解质中。

Scope of delivery 6.00500.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.600	用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。	
6.2104.610	用于插头 U/插头 F + 2x2 mm B 的电极电缆，2m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。	
6.02104.600	电极线缆，U 型电极插头 / P 型插头，0.55 m 将带 U 型电极插头的电极连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
6.02104.610	电极线缆，U 型电极插头 / P 型插头，1.5 m 将带 U 型电极插头的电极连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	

6.2308.020 电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)

