



组合式 dCa-ISE

6.00502.300

用于 OMNIS 的数字、组合式钙选择性电极。
该 ISE 电极适用于：

- 水性溶液中 Ca^{2+} 的离子滴定 ($1 \cdot 10^{-7}$ 至 1 mol/L)
- 络合滴定 (复) 滴定 (例如：测定水硬度)

得益于坚固/为易碎的聚丙烯塑料杆和高分子膜片衬垫，传感器可以承受较高的机械载荷。
作为参比电机，我们使用了 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。
dTrodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。

Scope of delivery 6.00502.300

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.02104.300	电极电缆, Q 型电极插头 / P 型插头, 0.55 m 将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。	
6.02104.310	电极电缆, Q 型电极插头 / P 型插头, 1.5 m 将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的电缆。	