



# Metrosep A Supp 19 - 100/4.0

6.01034.410

出色的分离性能和高容量 - Metrosep A Supp 19 产品系列因此在色谱柱产品品类中脱颖而出。其特点在于佳峰对称性和选择性，以及较高的热、机械和化学稳定性，其因此在更高流速和压力下极其坚固和稳定。

Metrosep A Supp 19 产品系列中短的阴离子分离柱是 100 mm 仪器型号 - 非常适合需要快速稳定分析物的简单应用。流量增加的情况下，可在不到 7 分钟内可靠测定标准阴离子。即使是这种较高的流速，也可以确保氟化物和注射峰之间的分离。较短的洗淋时间可提高样品通量，这在合同实验室和常规分析中尤为重要。

Metrosep A Supp 19 - 100/4.0 的另一个应用领域是测定通常洗淋得很晚的分析物，例如：高氯酸盐或柠檬酸盐。由于高流速和强洗淋液，这类分析物也可以在很短时间内测定，这让整个分析既省时又高效。

Scope of delivery 6.01034.410

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



## Optional accessories

| Order no.   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01034.500 | <p>Metrosep A Supp 19 Guard/4.0</p> <p>Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 对 Metrosep A Supp 19 产品系列的阴离子分离柱进行保护，使其不受样品或洗淋液污染，并从而显着延长其使用寿命。Metrosep A Supp 19 产品系列的保护柱和分离柱材质为 PEEK，并用相同材料填充。这确保了色谱分离效率不会受到任何不利影响。</p> <p>«On Column Guard System» 的作用是，便于直接并且方便地将保护柱拧到阴离子分离柱上。Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 价格优惠且操作简单，因此是保护分离柱的理想选择。</p> |

