



棒式搅拌器磨口套管，用于 6.01403.050

6.01201.000

棒式搅拌器磨口套管，用于棒式搅拌器，而不是滴定头 6.01403.050 中的均浆器

Optional accessories

Order no.	Description
6.01403.050	KFT 滴定法用滴定头，带加强型滴定管头 (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中用于卡尔·费休滴定法的滴定头。该滴定头除了 2 个加强版防扩散滴管头外，还提供了供使用一个均质匀浆仪 (Polytron 1300D) 或棒式搅拌器的开孔。



6.01900.030 搅拌螺旋桨 20 mm ETFE

搅拌螺旋桨 20 mm，高度可调，用于棒式搅拌仪“Titrator”（滴定）或棒式搅拌仪“Sample Robot”

