



KFT 滴定法用滴定头，带加强型滴定管头 (P&P)

6.01403.050

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中用于卡尔·费休滴定法的滴定头。该滴定头除了 2 个加强版防扩散滴管头外，还提供了一个供使用一个均质匀浆仪 (Polytron 1300D) 或棒式搅拌器的开孔。

Scope of delivery 6.01403.050

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1808.000	连接套筒， M6



2 PCS

6.2726.090 防扩散阀门

用于防扩散滴定管头 6.1541.XXX、6.1543.130、6.1543.140、
6.1543.150、6.1543.160、6.1543.200



Optional accessories

Order no.	Description	
6.9012.010	Dispersing aggregate, 用于Polytron（157毫米） 特殊dispersing aggregate（瑞士万通版本），带突出的刀	
6.01201.000	棒式搅拌器磨口套管，用于 6.01403.050 棒式搅拌器磨口套管，用于棒式搅拌器，而不是滴定头 6.01403.050 中的均浆器	