



Eco 滴定杯上部，用于容量式卡尔·费休滴定法

6.01405.050

滴定杯上部，用于通过一个 Eco KF Titrator 进行容量式卡尔·费休滴定法滴定

Scope of delivery 6.01405.050

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1454.130	FPM 成型密封件，用于 61414xxx 用于 KF 和 VA（伏安测量）仪



Optional accessories

Order no.	Description	
6.01408.010	卡尔·费休滴定杯的密封套件 完整的密封套件，适用于 6.05609.000 和 6.05609.010。	
6.02709.010	塞子 塑料材质的塞子，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪 2.1001.4220。	
6.02709.020	隔塞 塑料材质的隔塞，适用于滴定杯上部 6014050X0。	
6.02709.030	螺旋接头 塑料材质的螺旋接头，适用于滴定杯上部 6014050X0。	

6.02709.040 螺旋塞

滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。



6.02711.000 刮样匙

适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。

刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。
为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。

与滴定杯上部 6014050X0 匹配。

