




# 排放槽，用于 OMNIS Sample Robot M/L WSM

6.01804.460

排放槽安放在 OMNIS Sample Robot WSM M/L 工作站后面，并在故障情况下将溢流的溶液收集起来，以便通过一根软管安全且无接触地将其通入一个废料罐中。

## Scope of delivery 6.01804.460

| Qt.   | Order no.   | Description   |
|-------|-------------|---------------|
| 1 PCS | 6.01803.000 | 硅管 8/12 2.5 m |

硅管用于连接 Pick&Place 取放模块及泵模块的排放口，并可将溢出的溶液安全地导入废料罐中。



1 PCS

6.01808.010 Y-软管联结器, PP, 3 x 7-8 mm

用于废液管的连接头



---

1 PCS

6.1602.115 瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液, 带螺纹 S 40 (Merck...)。



---

1 PCS

6.1624.000 SGJ 14转接器, 用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器, SGJ 14.6.1619.010的零件, 用在稀释型样品处理系统上



---

1 PCS

6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子

