



电导测量模块

6.02101.020

OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。

Scope of delivery 6.02101.020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2621.140	六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



Optional accessories

Order no.	Description	
6.00922.040	电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$, 带 Pt1000 (固定电缆, 2.0 m)	
	带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指针值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (2.0 m), 用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。该传感器适用于自动测量较低的电导率 (0 至 $300 \mu\text{S}/\text{cm}$), 例如: 去离子水或按照 USP 测量 645>。	
6.00923.080	电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$, 带 Pt1000 (固定电缆, 0.65 m)	
	带池常数的 4 导体电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m) 用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。 得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆, 该传感器可以承受较高的机械载荷, 并适用于测量中等的电导率 ($15 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $250 \text{ mS}/\text{cm}$), 例如: • 饮用水 • 地表水 • 废水	
6.00921.040	电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$, 带 Pt1000 (固定电缆, 0.65 m)	
	带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m), 用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。该传感器适用于测量较低的电导率 (0 至 $300 \mu\text{S}/\text{cm}$), 例如: 去离子水或按照 USP 测量 645>。	

6.00924.080 电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，2.0 m）

带池常数的 4 导体电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (2.0 m)，用于连接到电导率测量模块上。
得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受较高的机械载荷，并适用于自动测量中等的电导率 ($15 \text{ } \mu\text{S/cm}$ 至 250 mS/cm)，例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水



6.00925.100 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ ，集成有 Pt1000（固定电缆，0.65 m）

带池常数的 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m)，用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。
该传感器适用于测量中等的电导率 ($5 \text{ } \mu\text{S/cm}$ 至 20 mS/cm)，例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水



6.00929.140 电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，0.65 m）

带池常数的 3 导体电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m)，用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。
该传感器适用于测量较高的电导率 (0.1 至 1000 mS/cm)，例如：

- 海水
- 冲洗水
- 生理溶液



6.00930.140 电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，2.0 m）

带池常数的 3 导体电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ （标准值），集成有温度传感器 Pt1000 和固定电缆（2.0 m），用于连接到 OMNIS Measuring Module Conductivity 上。

该传感器适用于自动测量较高的电导率（0.1 至 1000 mS/cm），例如：

- 海水
- 冲洗水
- 生理溶液



6.2103.160 适配器 4 x 槽 B – 插头 N

为连接经典的带 4 香蕉插头的瑞士万通电导测量池和 856 电导模块的适配器盒。

