



Solvotrode easyClean (2.0 m 固定电缆)

6.0229.020

带灵活的 easyClean 隔膜的组合 pH 电极和固定电缆 (2.0 m) 适用于所有自动的非水性酸/碱滴定。

玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于易于清洁的 easyClean 隔膜，该电极也适用于非常脏的样品（如废油）。

此电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。

Scope of delivery 6.0229.020

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2320.000	TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇（250 毫升） 电解液 TEABr（溴化四乙基铵，溶解于乙二醇），c（TEABr）= 0.4 mol/L, 250毫升 
6.02109.000	OMNIS 适配器电缆 插头 P 上的适配器电缆插座 F 适用于将一个不带含固定电缆的温度探针的传感器（例如：光度电极或Solvotrode easyClean）连接到 OMNIS 的模拟测量模块上。 