



分体式银柱电极，带 Ag₂S 涂层

6.0331.0105

该金属电极必须搭配参比电极 ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ 作为参比电解质) 使用，并适合用于沉淀滴定 (硝酸银滴定剂)。这种聚丙烯材质坚固耐用的电极鞘和金属柱可单独更换。该银柱涂有硫化层 (Ag_2S)，以提高灵敏度。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2106.020	电缆 (Strand) / 1米/ 2x B 电极电缆，带2xB型插座 (4毫米)，用于连接带B型插入连接头的电极



6.0729.100 Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）

带双结系统和单独屏蔽层的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。
该参比电极特别适用于：

- 非水溶液样品
- 电位差计

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便地进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。该传感器在交付的时候没有填充电解液。



6.2310.010 电解质 KNO₃ -1mol/L 250 mL

电解液 KNO₃ 1 M（用于复合银电极的参比电解液）



6.1241.030 电极杆

单体金属针电极的电极杆

